


### Flacons clairs en boîte, avec capuchons




**WHEATON®**

**VERRE borosilicaté**

- verre borosilicaté à faible taux d'extractibles
- capuchon vissant en phénoplaste noir, haut plein ou ouvert
- flacons pré-rangés dans une boîte en polystyrène à croisillons, mousse au fond et carte de repérage alpha-numérique
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			capuchon avec joint PTFE / silicone, haut ouvert		capuchon avec joint PTFE / caoutchouc, haut plein		capuchon avec joint caoutchouc, haut plein	
1,5 ml	Ø 12 x h35 mm	8/425	WT2880	les 60	-	-	-	-
2 ml	Ø 12 x h38 mm	8/425	-	-	WT2881	les 60	WT2882	les 60
4 ml	Ø 15 x h48 mm	13/425	WT2883	les 40	WT2884	les 40	WT2885	les 40

### Flacons ambrés en boîte, avec capuchons



**WHEATON®**

**VERRE borosilicaté**

- flacons pré-rangés dans une boîte en polystyrène à croisillons, mousse au fond et carte de repérage alpha-numérique
- haut plein ou ouvert
- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			capuchon avec joint PTFE / silicone, haut ouvert		capuchon avec joint PTFE / caoutchouc, haut plein		capuchon avec joint caoutchouc, haut plein	
1,5 ml	Ø 12 x h35 mm	8/425	WT2890	les 60	-	-	-	-
2 ml	Ø 12 x h38 mm	8/425	-	-	WT2891	les 60	WT2892	les 60
4 ml	Ø 15 x h48 mm	13/425	WT2893	les 40	WT2894	les 40	WT2895	les 40

### Portoirs pour flacons



- en polypropylène
- autoclavables
- indexation alphanumérique indiquée sur le portoir
- portoirs résistants et empilables, même avec les flacons en place
- ouverture au fond de chaque puits

capacité	pour tubes	dimensions	référence	Prix HT
96 tubes	Ø 9,5 mm	185 x 125 x h22 mm	WT3030	les 5
90 tubes	Ø 17,1 mm	330 x 170 x h30 mm	WT3031	les 5
50 tubes	Ø 12,5 mm	190 x 100 x h22 mm	WT3032 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	les 5
50 tubes	Ø 28,1 mm	330 x 170 x h30 mm	WT3033	les 5
50 tubes	Ø 30,0 mm	337 x 170 x h30 mm	WT3034	les 5
48 tubes	Ø 15,5 mm	266 x 94 x h28 mm	WT3035	les 5
36 tubes	Ø 23,1 mm	322 x 91 x h28 mm	WT3036	les 5

### Flacons à lyophilisation clairs ou ambrés

**WHEATON®**

**VERRE**



- flacons en verre à parois épaisses
- col à visser

capacité	dim Ø x h*	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons clairs		flacons ambrés	
5 ml	Ø 22 x h38 mm	20/400	WT3020	les 480	WT3025	les 480
10 ml	Ø 22 x h55 mm	20/400	WT3021	les 480	WT3026	les 480
20 ml	Ø 30 x h52 mm	20/400	-	-	-	-
30 ml	Ø 30 x h69 mm	20/400	WT3023	les 288	/	/