

## Gants latex PFE-XTRA non poudrés manchettes longues KIMTECH

spécial cultures, épais, longs et résistants



- 50% plus épais et 25 % plus long qu'un gant classique
- très résistants à la pénétration virale et aux produits cytotoxiques
- latex naturel
- manchette à bord roulé
- risque biologique : AQL 1,5
- finition texturée
- couleur naturelle
- longueur totale : 280 mm
- épaisseur : 0,19 mm à la paume
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
S 7	GD3707 les 50	
M 8	GD3708 les 50	
L 9	GD3709 les 50	
XL 10	GD3710 les 50	

## Gants latex PURE G5 non poudrés KIMTECH

bonne résistance



- sans poudre
- très faible taux de particules
- faible risque d'allergie
- manchette longue 300 mm
- risque biologique : AQL 1,5
- grip texturé
- résistance supérieure à un gant standard



taille	référence	Prix HT
S 7	GD3907 les 100	
M 8	GD3908 les 100	
L 9	GD3909 les 100	
XL 10	GD3910 les 100	

## Gants latex PURE G3 non poudrés spécial salle blanche KIMTECH

utilisation en laboratoire sensible et salle blanche



- latex sans particule (particules de  $0,3 \mu\text{m} < 250 / \text{cm}^2$ )
- anti allergiques : faible teneur en protéines
- manchette longue : 300 mm
- épaisseur : 0,13 à 0,16 mm
- emballage double sachet plastique

taille	référence	Prix HT
S 7	GD4007 les 100	
M 8	GD4008 les 100	
L 9	GD4009 les 100	
XL 10	GD4010 les 100	



## Gants PURPLE nitrile XRA non poudrés manchettes longues KIMTECH

spécial cultures




- EPI catégorie III
- 100% nitrile sans latex, couleur mauve
- anti allergiques : type IV agents chimiques de fabrication, type I protéines de latex (taux < 50  $\mu\text{g/g}$ )
- risque biologique AQL : 0,65
- excellente résistance chimique et mécanique
- résistants à la pénétration virale, aux produits cytotoxiques et au B.E.T.
- manchette à bord roulé
- finition texturée aux extrémités des doigts
- longueur : 300 mm
- épaisseur : 0,11 mm à la paume
- ambidextres, grand confort



taille	référence	Prix HT
XS 6	GD3806 les 50	
S 7	GD3807 les 50	
M 8	GD3808 les 50	
L 9	GD3809 les 50	
XL 10	GD3810 les 50	

## Gants latex PURE G3 non poudrés stériles KIMTECH

laboratoire sensible et salle blanche ISO3 ou plus



- stériles
- anatomiques main droite / gauche, emballés par paire
- faible taux de particules < 350 /  $\text{cm}^2$
- taux protéines < 50 mg / g
- manchette longue : 300 mm
- épaisseur 0,23 à 0,65 mm
- risque biologique : AQL 1,5

taille	référence	Prix HT
6	GD4106 les 20 paires	
6½	GD4165 les 20 paires	
7	GD4107 les 20 paires	
7½	GD4175 les 20 paires	
8	GD4108 les 20 paires	
8½	GD4185 les 20 paires	
9	GD4109 les 20 paires	
10	GD4110 les 20 paires	



## Gants nitrile PURE G3 NXT non poudrés KIMTECH

pour salle blanche ISO 3 ou plus

- nitrile, sans latex, sans silicone
- anti allergiques
- propriétés dissipatives électrostatiques
- extrémités des doigts texturées
- manchette à bord roulé
- longueur : 300 mm
- ambidextres
- emballés en double sachet dans une salle blanche Classe 100
- risque biologique AQL 1,51

taille	référence	Prix HT
XS 6	GD4206 les 100	
S 7	GD4207 les 100	
M 8	GD4208 les 100	
L 9	GD4209 les 100	
XL 10	GD4210 les 100	

