

Pochettes de transport à plat

capacité
1 lame



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 80 x 6 x h40 mm

référence **Prix HT**
ML1111 Pochette 1 lame

capacité
2 lames



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 84 x 6 x h71 mm

référence **Prix HT**
ML1112 Pochette 2 lames

capacité
3 lames




- en polypropylène
- fermeture à charnière
- dim. : 84 x 6 x h99 mm

référence **Prix HT**
ML1113 Pochette 3 lames

Étuis individuels de transport de lames

capacité
1 lame

- en polystyrène anti-choc incassable
- système de verrouillage pour fixer les étuis entre eux, ajustement parfait
- capacité : 1 lame porte-objet 75 x 26 mm avec ou sans lamelle couvre-objet
- réutilisables
- température : -80 à 80°C
- possibilité d'insérer un lien inviolable
- espaces de marquage / étiquetage
- retrait facile de la lame
- dim. (lpxh) : 89 x 29 x h6 mm



verrouillage des étuis entre eux

modèle	bleu	vert	rose	blanc	jaune	Prix HT
étuis de transport 1 lame	DS2291	DS2292	DS2293	DS2294	DS2295	les 50

Boîte de transport carrée

capacité
5 lames



- en polypropylène
- fermeture à charnière
- couvercle à verrouillage clic
- guides de séparation des lames
- dim. : 82 x 29 x h17 mm

référence **Prix HT**
ML1318 Pochettes 5 lames

Boîtes de transport rondes

capacité
2 lames



- en polypropylène
- guides de séparation des lames
- couvercle à verrouillage clic
- dimensions : 47 X 16 x h87 mm

référence **Prix HT**
P2 Boîtes transport 1 / 2 lames, les 50

Tubes de transport LockMailer™

capacité
4 lames

Envoi, stockage et coloration des lames

- en polypropylène
- bouchon avec bague inviolable, en polypropylène haute densité, couleur rose
- peuvent être utilisés sans le verrouillage inviolable
- capacité : 4 lames 75 x 25 mm
- volume 12 ml
- dimensions : Ø 35 x h87 mm
- pastilles d'identification de couleur clipsable sur le bouchon, sur demande



bouchon à vis inviolable :
visser le bouchon sur la languette tenue en position haute, à l'ouverture, la bague est retenue par la languette, permettant de repérer si le flacon a été ouvert

référence **Prix HT**
DS2280 Tubes de transport 4 lames, les 100

Tubes de transport

capacité
5 lames

Envoi, stockage, coloration, des lames

- en polypropylène
- guides de séparation des lames
- couvercle à fermeture à vis avec dispositif inviolable
- dimensions : Ø 48 x h86 mm

référence **Prix HT**
ML1110 Boîte transp. 5 lames