

Distributeur de lames



- moulé, en matière plastique ABS
- lames toujours propres, à l'abri de la poussière
- compartiment à lames avec couvercle
- la rotation de la molette entraîne la distribution d'une lame
- capacité : environ 50 lames
- dim. (lxpxh) : 112 x 124 x 140 mm

référence **F44562** Distributeur de lames

Classeur armoire de lames



- en plastique ABS blanc
- pour blocs de paraffine ou lames
- classeur à 5 tiroirs
- transport facile grâce à 4 roulettes (option)
- capacité : 10 cassettes de 100 lames soit 1000 lames par tiroir et **5000 lames par classeur**
- dimensions (lxpxh) 420 x 420 x 725 mm

référence **AX1900** Classeur sans cassette

Prix HT

référence **AX1901** Jeu de 4 roulettes

référence **AX1902** Cassette 100 lames, sans couvercle

référence **AX1903** Couvercle transparent pour AX1902

Classeur 2 tiroirs pour lames 76x26 mm



- deux tiroirs à crémaillère pour classement horizontal des lames 76 x 26 mm
- tiroirs à glissières latérales avec butoirs
- ouverture et fermeture en toute sécurité
- tirette en acier et logement porte-étiquette

Classeurs 2 tiroirs	
lames 76 x 26 mm	1230 lames
dimensions	480x480x140mm/11kg
Classeur bleu	LMR2B
Classeur vert	LMR2V
Classeur gris	LMR2G

Classeur 7 tiroirs pour lames 76x52 mm, blocs de paraffine ou diapositives



- 7 tiroirs à glissières latérales avec butoirs pour classement vertical
- ouverture et fermeture en toute sécurité
- chaque tiroir est équipé d'une tirette en acier et d'un logement porte-étiquette
- en option : ressort permettant d'insérer les lames pour séparer les préparations et intercalaire en acier avec deux rangées symétriques pour les lames

Classeurs 7 tiroirs	
lames 76 x 52 mm	3000 lames
diapos carton	2500 diapos carton
diapos	1250 diapos
boîtes pour bloc BC2	133 boîtes
boîtes pour bloc BC3	49 boîtes
dimensions	480x480x140mm/10kg
Classeur bleu	LMR752B
Classeur vert	LMR752V
Classeur gris	LMR752G
accessoires	
Ressort	R52
Intercalaires	CT50

Classeur 3 tiroirs pour pochettes de 3 lames 76x26 mm



- équipé de trois tiroirs pour le classement vertical de pochettes en carton de 3 lames 76x26 mm
- ouverture et fermeture en toute sécurité
- chaque tiroir est équipé d'une tirette en acier et d'un logement porte-étiquette

Classeurs 3 tiroirs	
lames 76 x 26 mm	600 pochettes x 3 lames 1800 lames
dimensions	480x480x140mm/8kg
Classeur bleu	LMR3B
Classeur vert	LMR3V
Classeur gris	LMR3G
pochettes carton	
Pochettes 3 lames 76 x 26 mm, les 100	PC3

Classeur 8 tiroirs pour blocs de paraffine, cassettes et anneaux



- équipé de 8 tiroirs divisés en 7 rangées, largeur 30 mm
- tiroirs à glissières latérales avec butoir
- chaque tiroir est équipé d'une tirette en acier et d'un logement porte-étiquette

Classeurs 8 tiroirs	
anneaux d'inclusion	1230 anneaux
cassettes d'inclusion	3000 cassettes
boîtes pour bloc BC1	2050 boîtes
dimensions	480x480x275mm/18kg
Classeur bleu	LMR8B
Classeur vert	LMR8V
Classeur gris	LMR8G

Boîte-classeur de cassettes



- capacité **250 cassettes** ou **160 anneaux d'inclusion**
- boîte économique en carton épais hydrophobe, avec couvercle
- avec séparateurs
- dimensions (lxpxh) : 232 x 403 x 42 mm

référence **AX1890** Boîte-classeur carton

Classeur plastique de cassettes



- 6 tiroirs empilables, avec étiquettes
- 250 cassettes par tiroir, total **1500 cassettes**
- en polystyrène antichoc
- dim. (lxpxh) : 230 x 400 x 340 mm

référence **AX1895** Classeur plastique