


Étiquettes symboles de risques industriels pour colis



- pour transport maritime, ferroviaire, terrestre et aérien
- étiquette adhésive 100 x 100 mm
- transport maritime : résistance d'au moins trois mois au fond de l'eau de mer, ceci nécessite de prendre les étiquettes en polypropylène

- format rouleau de 500 étiquettes
- support :
 - étiquette en vélin (papier)
 - étiquette plastifiée, obligatoire pour les transports maritimes

| type | réf. | Prix HT les 500 | réf. | Prix HT les 500 |
|------------|-------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | étiquettes adhésives vélin | étiquettes adhésives plastifiées |
| classe 2.1 | EAD21 | | EPP21 | |
| classe 2.2 | EAD22 | | EPP22 | |
| classe 2.3 | EAD23 | | EPP23 | |
| classe 3 | EAD30 | | EPP30 | |
| classe 4.1 | EAD41 | | EPP41 | |
| classe 4.2 | EAD42 | | EPP42 | |
| classe 4.3 | EAD43 | | - | |
| classe 5.1 | EAD51 | | EPP51 | |
| classe 5.2 | EAD52 | | - | |
| classe 6.1 | EAD61 | | EPP61 | |
| classe 6.2 | EAD62 | | - | |
| classe 7A | - | | EPP7A | |
| classe 7B | - | | EPP7B | |
| classe 7C | - | | EPP7C | |
| classe 7E | - | | EPP7E | |
| classe 8 | EAD80 | | EPP80 | |
| classe 9 | EAD90 | | EPP90 | |



Étiquettes rondes adhésives colorées



- étiquetage, identification et protection
- identification rapide et facile grâce aux couleurs
- 10 coloris disponibles
- boîte de 1000 étiquettes en planches ou en rouleaux distributeurs
- marquage possible : feutre, stylo à bille

- résistantes à l'humidité, à l'eau et à la plupart des solvants, température de -20 à +121°C
- résistantes aux autoclavages répétés
- résistance à la température : -20°C à +121°C

| dim. étiquette | en planches | | | | en rouleaux distributeurs | |
|----------------|-------------|---------|---------|----------|---------------------------|----------|
| | Ø 6,5 mm | Ø 13 mm | Ø 19 mm | Ø 25 mm | Ø 6,5 mm | Ø 19 mm |
| blanc | SDL1251 | SDL501 | SDL751 | SDL1001 | SDL125R1 | SDL75R1 |
| jaune | SDL1252 | SDL502 | SDL752 | SDL1002 | SDL125R2 | SDL75R2 |
| vert | SDL1253 | SDL503 | SDL753 | SDL1003 | SDL125R3 | SDL75R3 |
| rouge | SDL1254 | SDL504 | SDL754 | SDL1004 | SDL125R4 | SDL75R4 |
| orange | SDL1255 | SDL505 | SDL755 | SDL1005 | SDL125R5 | SDL75R5 |
| bleu | SDL1256 | SDL506 | SDL756 | SDL1006 | SDL125R6 | SDL75R6 |
| rose | SDL1257 | SDL507 | SDL757 | SDL1007 | SDL125R7 | SDL75R7 |
| violet | SDL12512 | SDL5012 | SDL7512 | SDL10012 | SDL125R12 | SDL75R12 |
| marron | SDL12513 | SDL5013 | SDL7513 | SDL10013 | SDL125R13 | SDL75R13 |
| gris | SDL12514 | SDL5014 | SDL7514 | SDL10014 | SDL125R14 | SDL75R14 |

Étiquettes, les 1000