

## Rubans adhésifs en rouleaux de 36 m

- identification en couleur suivant l'application
- possibilité de marquage au feutre ou stylo à bille
- résiste de -73 à +257°C
- décollage sans aucune trace

- étiquetage, identification et protection
- identification rapide et facile grâce aux 6 coloris
- excellente adhérence sur toute surface propre, même sur le Téflon®
- se décolle sans laisser de traces ou de résidus collants
- marquage au feutre ou stylo à bille
- résistance à l'humidité, à l'eau et à la plupart des solvants
- résistance aux autoclavages répétés




- excellente résistance à la température : jusqu'à -73°C, jusqu'à +257°C pendant 30 min et +80°C pendant 24 h
- Ø moyen intérieur : 76 mm

largeur rouleau	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	13 mm		19 mm		25 mm	
Blanc	F134635		F1346375		F1346310	
Jaune	F134632005		F134632075		F134632010	
Vert	F134633005		F134633075		F134633010	
Rouge	F134631005		F134631075		F134631010	
Orange	F134635005		F134635075		F134635010	
Bleu	F134634005		F134634075		F134634010	

### Distributeurs avec plate-forme


simple



- distributeur lourd et stable équipé d'une plate-forme d'écriture 150 x 100 mm et d'une lame de découpe crantée
- dim. (lpxh) : 250 x 100 x 150 mm
- 1,8 kg

référence **H13461** Distributeur simple

multiple



- grande plate-forme d'écriture
- pour rubans de Ø intérieur 25 ou 75 mm
- livré avec 3 disques de séparation des rubans : dévidage régulier
- lame de découpe en acier
- emplacements pour marqueurs
- parfaite stabilité : base lourde en acier et 4 pieds caoutchouc antidérapants
- capacité totale 100 mm (largeur de rubans) : 4 rubans largeur 25 mm, ou 5 rubans largeur 19 mm ou combinaison
- dim. (lpxh) : 143 x 302 x h121 mm

référence **F13472** Distributeur multiple

## Rubans adhésifs multicolores haute résistance



- haute résistance : température, eau, humidité, huile, solvants, acides, etc.
- température d'utilisation : -50°C à +130°C
- 5 largeurs et 2 longueurs, 13 coloris
- décollage sans aucune trace

- étiquetage, identification et protection
- excellente adhérence sur toutes les surfaces : plastique, verre, Téflon®, métal, papier, caoutchouc, surface humide, etc.
- excellente résistance à l'humidité, à l'eau, à l'huile, aux solvants, aux acides et à la température
- idéal pour une utilisation répétée à l'autoclave, au réfrigérateur, au congélateur ou en étuves à convection naturelle, bactériologique ou de séchage
- se décolle sans laisser de traces ni de résidus collants
- marquage possible au crayon, au feutre ou à l'encre

largeur des rouleaux	13 mm	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Blanc	RK1300	RK1900	RK2500	RK3800	RK5000
Jaune	RK1305	RK1905	RK2505	RK3805	RK5005
Vert	RK1310	RK1910	RK2510	RK3810	RK5010
Rouge	RK1315	RK1915	RK2515	RK3815	RK5015
Orange	RK1320	RK1920	RK2520	RK3820	RK5020
Bleu	RK1325	RK1925	RK2525	RK3825	RK5025
Rose	RK1330	RK1930	RK2530	RK3830	RK5030
Gris	RK1335	RK1935	RK2535	RK3835	RK5035
Tilleul	RK1340	RK1940	RK2540	RK3840	RK5040
Argent	RK1345	RK1945	RK2545	RK3845	RK5045
Chartreuse	RK1350	RK1950	RK2550	RK3850	RK5050
Saumon	RK1355	RK1955	RK2555	RK3855	RK5055
Noir	RK1360	RK1960	RK2560	RK3860	RK5060

Prix HT / le rouleau

Blanc	RK2300	RK2900	RK3500	RK4800	RK6000
Jaune	RK2305	RK2905	RK3505	RK4805	RK6005
Vert	RK2310	RK2910	RK3510	RK4810	RK6010
Rouge	RK2315	RK2915	RK3515	RK4815	RK6015
Orange	RK2320	RK2920	RK3520	RK4820	RK6020
Bleu	RK2325	RK2925	RK3525	RK4825	RK6025
Rose	RK2330	RK2930	RK3530	RK4830	RK6030
Gris	RK2335	RK2935	RK3535	RK4835	RK6035
Tilleul	RK2340	RK2940	RK3540	RK4840	RK6040
Argent	RK2345	RK2945	RK3545	RK4845	RK6045
Chartreuse	RK2350	RK2950	RK3550	RK4850	RK6050
Saumon	RK2355	RK2955	RK3555	RK4855	RK6055
Noir	RK2360	RK2960	RK3560	RK4860	RK6060

Prix HT / le rouleau

en plastique



référence	Prix HT
dériveurs pour rouleaux 55 m.	
RK550 1	Dériveur, 50 mm
RK575 2	Dériveur, 150 mm

Dériveurs

en acier peint



référence	Prix HT
dériveurs pour rouleaux 13 m.	
RK250	Dériveur, 170 mm
RK350	Dériveur, 240 mm
RK500	Dériveur, 310 mm
dériveurs pour rouleaux 55 m.	
RK2160	Dériveur, 340 mm