

Imprimantes compacts

- ▶ environ 500 étiqu. / jour
- ▶ vitesse d'impression : 25,40 mm / seconde
- ▶ garantie 2 ans



i
Pour cryotubes, lamelles, cassettes d'inclusion et tubes PCR.

Imprimante

- construction robuste pour environnements difficiles
- imprimante monochrome
- 450 symboles inclus
- interfaces USB et Bluetooth®
- écran LCD
- possibilité de mémoriser jusqu'à 25 000 étiquettes (48 Mo)
- résolution d'impression : 300 dpi
- formatage automatique des étiquettes lorsque la cartouche est installée
- sérialisation simple et simultanée ou individuelle et multiple
- découpe manuelle avec lame intégrée
- dim. / poids : 255 x 155 x 90 mm / 1,40 kg
- alim. : batterie rechargeable lithium-ion ou 8 piles AA ou adaptateur secteur

Étiquettes

- livrées complètes en mallette de transport avec batterie, adaptateur secteur, câble USB et une cartouche d'étiquettes vinyle blanches en bande continue 38,10 mm x 7,62 mètres
- **étiquettes pré-découpées ou en bandes continues** en cartouches prêtes à l'emploi (étiquettes + encre)
- largeur maximale 38,10 mm

Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barre, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette


	référence	Prix HT
Imprimante complète	BY1120	
Imprimante complète + logiciel Workstation™	BY1130	

Étiquettes rondes colorées


- en tissu nylon épais
- pour application sur du polypropylène dans l'azote liquide
- résistantes aux autoclaves

étiquettes	Ø 9,53 mm	Ø 12,70 mm
noir sur orange	BY1257	BY1260
noir sur jaune	BY1258	BY1261
noir sur rouge	BY1259	BY1262


Le rouleau de 240 étiquettes [3]




1




2



3



4



5



6

type	dim. (larg. x long. x diamètre)	réf.	nombre	Prix HT
étiquettes polyester blanc, extrémité protégée pour azote liquide, -196° à +130°C				
[1]	9,53 x 28,58 mm	BY1201	360 étiqu.	
[1]	12,70 x 28,58 mm	BY1202	360 étiqu.	
[1]	12,70 x 41,91 mm	BY1203	180 étiqu.	
[1]	12,70 x 44,45 mm	BY1204	180 étiqu.	
[1]	12,70 x 55,88 mm	BY1205	140 étiqu.	
[1]	15,24 x 45,72 mm	BY1206	180 étiqu.	
[1]	15,24 x 66,68 mm	BY1207	120 étiqu.	
[1]	25,40 x 44,45 mm	BY1208	180 étiqu.	
[1]	25,40 x 66,68 mm	BY1209	120 étiqu.	
[1]	38,10 x 57,15 mm	BY1210	140 étiqu.	
[1]	38,10 x 95,25 mm	BY1211	80 étiqu.	
étiquettes en polyester blanc résistantes aux produits chimiques (éthanol, etc.) pour lamelles, -80° à +130°C				
[2]	22,86 x 19,05 mm	BY1212	320 étiqu.	
[2]	22,86 x 22,86 mm	BY1213	280 étiqu.	
[2]	25,40 x 9,53 mm	BY1214	320 étiqu.	
étiquettes en polyester blanc durables résistantes à la paraffine et aux solvants, jusqu'à +35°C				
[2]	26,67 x 6,35 mm	BY1215	360 étiqu.	
étiquettes en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes congelés ou à température ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
[2]	12,70 x 41,91 mm	BY1216	180 étiqu.	
[2]	15,24 x 45,72 mm	BY1217	180 étiqu.	
[2]	25,40 x 44,45 mm	BY1218	180 étiqu.	
[2]	31,75 x 9,53 mm	BY1219	360 étiqu.	
[2]	38,10 x 55,88 mm	BY1220	140 étiqu.	
[2]	38,10 x 98,42 mm	BY1221	80 étiqu.	
étiquettes fines en polyester FreezerBondz™ pour flacons et tubes givrés et congelés ou à temp. ambiante, -196° à +120°C (résistant à l'azote liquide, aux congélateurs, aux autoclaves et aux chaudières à bains-marie)				
[2]	9,53 x 20,96 mm	BY1223	220 étiqu.	
[2]	12,70 x 25,40 mm	BY1224	180 étiqu.	
[2]	22,86 x 25,40 mm	BY1225	180 étiqu.	
[2]	25,40 x 48,26 mm	BY1229	100 étiqu.	
[2]	31,75 x 6,35 mm	BY1231	180 étiqu.	
[2]	31,75 x 9,53 mm	BY1232	360 étiqu.	
[2]	41,91 x 12,70 mm	BY1234	180 étiqu.	
[2]	44,45 x 25,40 mm	BY1235	180 étiqu.	
[3]	Ø 9,53 mm	BY1222	240 étiqu.	
[3]	Ø 12,70 mm	BY1230	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 9,53 x Ø 9,53 mm	BY1226	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 12,70 x Ø 9,53 mm	BY1227	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 12,70 x Ø 11,18 mm	BY1228	240 étiqu.	
[5]	41,28 x 15,24 x Ø 9,53 mm	BY1233	200 étiqu.	
étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour une nouvelle identification, -40° à +80°C (post-traitement de cassettes d'inclusion par exemple)				
[2]	12,70 x 12,70 mm	BY1236	240 étiqu.	
[2]	12,70 x 25,40 mm	BY1237	180 étiqu.	
[2]	19,05 x 12,70 mm	BY1238	220 étiqu.	
[2]	25,40 x 19,05 mm	BY1239	180 étiqu.	
[2]	25,40 x 25,40 mm	BY1240	160 étiqu.	
[2]	25,40 x 31,75 mm	BY1241	160 étiqu.	
[2]	25,40 x 38,10 mm	BY1242	120 étiqu.	
[2]	25,40 x 48,26 mm	BY1243	100 étiqu.	
étiquettes en tissu nylon épaisses pour un traitement facile mais adaptable, -196° à +90°C (sur du polypropylène dans l'azote liquide, résistantes aux autoclaves)				
[2]	9,53 x 20,96 mm	BY1244	220 étiqu.	
[2]	12,70 x 25,40 mm	BY1245	180 étiqu.	
[2]	19,05 x 12,70 mm	BY1246	220 étiqu.	
[2]	22,86 x 12,70 mm	BY1247	200 étiqu.	
[2]	38,10 x 31,75 mm	BY1253	160 étiqu.	
[2]	38,10 x 31,75 mm	BY1254	160 étiqu.	
[2]	25,40 x 48,26 mm	BY1251	100 étiqu.	
[3]	Ø 9,53 mm	BY1255	240 étiqu.	
[3]	Ø 12,70 mm	BY1256	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 9,53 x Ø 9,53 mm	BY1248	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 12,70 x Ø 9,53 mm	BY1249	240 étiqu.	
[4]	25,40 x 12,70 x Ø 11,18 mm	BY1250	240 étiqu.	
[6]	25,40 x 57,15 mm	BY1252	90 étiqu.	