

## Loupe MANTIS



Observation et manipulation simultanées des préparations



Support universel

- 3 modèles :  
loupe sur support universel avec contrepoids  
loupe sur support de table avec diaphragme éclairé par LED  
loupe sur support à bras articulé
- objectifs rapidement interchangeables : 2x, 4x, 6x et 8x en option

- liberté optimale du mouvement de la tête
- excellente coordination main-oeil, même avec des lunettes
- éclairage LED blanc avec rendu des couleurs exact
- livrées sans objectif, avec support universel, support de table ou bras articulé, housse de protection et adaptateur secteur
- alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz



Support de table



Bras articulé

Loupes livrées sans objectif	réf.	Prix HT
Loupe sur support universel, 5,5 kg	1 MA3010	
Loupe sur support de table, 7 kg	2 MA3012	
Loupe avec bras articulés, 9 kg	3 MA3014	
objectifs au choix		
objectif 2x - distance de travail 96 mm	MA3082	
objectif 4x - distance de travail 96 mm	MA3084	
objectif 6x - distance de travail 73 mm	MA3086	
objectif 8x - distance de travail 59 mm	MA3088	

## Stéréomicroscopes MANTIS



Observation et manipulation simultanées des préparations



- ▶ imagerie 3D
- ▶ acquisition d'images avec caméra numérique USB intégrée

- grande profondeur de champ
- système interchangeable permettant de passer rapidement d'une tache à faible grossissement à une tache à fort grossissement
- éclairage LED blanc avec rendu des couleurs exact

- diaphragme éclairé par LED sur le modèle avec support de table
- modèle avec caméra livré avec un logiciel d'acquisition d'images HD et de vidéos avec les fonctions de marquage rapide des images acquises
- livrés sans objectif, avec support universel, support de table ou bras articulé
- alim. 100-240 V / 50-60 Hz



Support de table



Bras articulé

Stéréomicroscopes	stéréomicroscope		stéréomicroscope avec caméra HD	
	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
Stéréomicroscope support universel	1 MA3020		MA3030	
Stéréomicroscope support de table	2 MA3022		MA3032	
Stéréomicroscope bras articulé	3 MA3024		MA3034	
objectifs au choix				
objectif x2, distance de travail 96 mm	MA3102		MA3102	
objectif x4, distance de travail 96 mm	MA3103		MA3103	
objectif x6, distance de travail 68 mm	MA3104		MA3104	
objectif x6, distance de travail 112 mm	MA3105		MA3105	
objectif x8, distance de travail 59 mm	MA3106		MA3106	
objectif x10, distance de travail 54 mm	MA3107		MA3107	
objectif x15, distance de travail 40 mm	MA3108		MA3108	
objectif x20, distance de travail 29 mm	MA3109		MA3109	