

Microscope droit de laboratoire 600x à polarisation

600x



SEMI PLAN

LED

accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
EW 15x/16 mm	XE4581	
WF 20x/10 mm	XE4582	
micrométrique WF 10x/20 mm	XE4583	
objectifs supplémentaires		
semi Plan IOS à polarisation 20x/0,40	XE4598	
semi Plan IOS à polarisation 100x/1,25	XE4599	

- tête rotative sur 360°, tubes inclinés à 30°
- lunette de Bertrand sur pivot
- fixation pour filtres de polarisation rotative de 0° à 90°
- oculaires DIN grand champ, un oculaire avec réticule en croix
- objectifs semi Plan IOS 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65 et semi Plan à immersion 60x/0,80
- révoluer porte objectifs à 4 places
- platine circulaire rotative à 360° avec bouton d'arrêt et échelle de Vernier 0,1°
- commandes coaxiales de mise au point macrométrique et micrométrique
- condenseur avec diaphragme à iris et filtre polarisant rotatif sur pivot
- éclairage : contrôle manuel de la luminosité
- alimentation 240 V - 60 Hz



grossissement maximum	objectifs achromatiques		oculaires DIN	condenseur	platine circulaire	éclairage	référence	Prix HT
	grossissement	optique						
600x	4x - 10x - 40x - 60x	Semi Plan	10x/20 mm	Abbe N.A. 1,25	Ø160 mm	X-LED ³	XF7050	

Microscopes spécial enseignement 400x, 600x et 1000x à polarisation

1000x



HALOGÈNE

- oculaire grand champ sécurisé, avec pointeur
- tête inclinée à 45°, rotative sur 360°
- tête à discussion en option
- révoluer 4 positions

accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
15x/12 mm	XF1502	
10x/18 mm micrométrique	XF1503	
objectifs supplémentaires		
objectif 20x	XF1504	
objectif S60x	XF1505	
objectif S100x	XF1506	
autres accessoires		
tête à discussion	XF9999	

- objectifs achromatiques
- condenseur réglable en hauteur avec diaphragme à iris et porte filtre
- mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique
- statif ergonomique avec poignée de transport
- équipés d'un système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- platine ronde Ø 129 mm
- éclairage halogène 20 W avec intensité réglable et transformateur interne
- alimentation 100-240V
- livrés avec un manuel d'utilisation, une housse de protection, un fusible de rechange et un flacon d'huile à immersion 5 ml pour les modèles 1000x
- **garantie 5 ans**



grossissement maximum	objectifs achromatiques		oculaires WF	condenseur	platine circulaire	référence	Prix HT
	grossissement	optique					
400x	4x - 10x - S40x	Semi Plan	10x/18 mm	Abbe O.N. 1,25	2 valets	XF1520	
600x	4x - 10x - S40x - S60x	Semi Plan	10x/18 mm	Abbe O.N. 1,25	2 valets	XF1550	
1000x	4x - 10x - S40x - S100x	Semi Plan	10x/18 mm	Abbe O.N. 1,25	2 valets	XF1580	