


Pinces pour burettes et fioles



- pinces triangulaires à 2 doigts
- alliage en acier chromé
- revêtement interne en PVC

ouverture	tige	référence	Prix HT
Ø 7 à 25 mm	Ø 10 x 240 mm	BC5629	
Ø 12 à 45 mm	Ø 10 x 220 mm	BC5628	

Pinces 3 doigts en acier chromé



- pinces triangulaires à 3 doigts
- alliage en acier chromé
- revêtement interne en PVC

ouverture	tige	référence	Prix HT
Ø 0 à 35 mm	Ø 10 x 220 mm	BC5626	
Ø 0 à 60 mm	Ø 10 x 250 mm	BC5627	

Pince à réfrigérants en fonte




- pince à 4 doigts triangulaires
- construction en fonte
- résiste à des conditions de froid extrême
- revêtement interne en PVC

ouverture	tige	référence	Prix HT
Ø 50 à 100 mm	Ø 10 x 160 mm	BC5474	

Pinces à 4 doigts en acier inox



1



2

- pinces 4 doigts en acier inoxydable 18/8
- forme cylindrique ou forme triangulaire

ouverture	tige	référence	Prix HT
pince cylindrique			
Ø 0 à 120 mm	Ø 12 x 150 mm	BC5423	1
pinces triangulaires			
Ø 20 à 100 mm	Ø 12 x 180 mm	BC5553	2
Ø 50 à 150 mm	Ø 12 x 200 mm	BC5554	

Pinces à 3 doigts en acier inox



- pinces triangulaires avec 3 doigts
- construction en acier inox 18/8
- revêtement interne en PVC

ouverture	tige	référence	Prix HT
Ø 0 à 80 mm	Ø 12 x 180 mm	BC5551	
Ø 0 à 120 mm	Ø 12 x 180 mm	BC5420	

Pince à 3 doigts en aluminium



- alliage en aluminium
- extrêmement légères
- revêtement interne en PVC

ouverture	tige	référence	Prix HT
Ø 12 à 100 mm	Ø 12 x 140 mm	BC8256	

Cadres et tiges de montage



- cadre de soutien en acier laqué au four
- tiges et noix en aluminium anodisé
- hauteur des pieds : 200 mm
- vis de stabilisation sur chaque pied
- cadres livrés complets

cadres complets avec tiges et pieds

cadre	mailles	référence	Prix HT
0,85 x 0,75 m	150 mm	SML900	
1,20 x 1,00 m	200 mm	SML901	
1,50 x 1,20 m	200 mm	SML902	

tiges supplémentaires en aluminium

dimensions	référence	Prix HT
Ø 12 x 500 mm	SML910	
Ø 12 x 1000 mm	SML911	
Ø 12 x 1500 mm	SML912	