


Supports élévateurs en acier inox



- en acier inoxydable 18/8
- molette de réglage pour les modèles à charge statique maximale comprise entre 10 et 50 kg
- clé à cliquet pour faciliter l'élévation, livrée avec les modèles à charge statique maximale de 60 kg

surface de pose	hauteur	charge max. dynamique / statique	référence	Prix HT
100 x 100 mm	55 à 120 mm	5 kg / 10 kg	BC7115	
130 x 160 mm	60 à 245 mm	5 kg / 15 kg	SML851	
160 x 130 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7120	
200 x 200 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7130	
200 x 200 mm	65 à 300 mm	10 kg / 30 kg	SML852	
240 x 240 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7140	
300 x 300 mm	80 à 450 mm	20 kg / 50 kg	SML853	
300 x 300 mm	130 à 470 mm	12 kg / 60 kg	BC7185	
400 x 400 mm	130 à 470 mm	15 kg / 60 kg	BC7195	

Supports élévateurs en aluminium



- en aluminium anodisé
- molette de réglage pour les modèles à charge statique maximale comprise entre 10 et 50 kg
- clé à cliquet pour faciliter l'élévation, livrée avec les modèles à charge statique maximale de 60 kg

surface de pose	hauteur	charge max. dynamique / statique	référence	Prix HT
100 x 100 mm	55 à 120 mm	5 kg / 10 kg	BC7016	
100 x 100 mm	45 à 140 mm	5 kg / 10 kg	SML854	
150 x 150 mm	55 à 260 mm	10 kg / 20 kg	SML855	
160 x 130 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7021	
200 x 200 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7031	
200 x 200 mm	60 à 295 mm	20 kg / 30 kg	SML856	
240 x 240 mm	60 à 275 mm	7 kg / 30 kg	BC7041	
300 x 300 mm	130 à 470 mm	12 kg / 60 kg	BC7086	
400 x 400 mm	130 à 470 mm	15 kg / 60 kg	BC7096	

Supports élévateurs BOY®

Charge : de 20 à 90 kg

- ▶ en aluminium
- ▶ plaques agrandissantes adaptables



- qualité et précision suisse !
- certains modèles peuvent recevoir une plaque agrandissante que l'on peut fixer

sur la partie supérieure ou inférieure du support grâce à un simple boulon

surface de pose	hauteur	charge max.	couleur	pois	référence	Prix HT
50 x 40 mm	31 à 93 mm	20 kg	●	0,07 kg	BOY100	
80 x 75 mm	49 à 147 mm	30 kg	●	0,30 kg	BOY105	
120 x 140 mm	60 à 243 mm	50 kg	●	0,70 kg	BOY110	
122 x 150 mm	80 à 278 mm	80 kg	●	1,00 kg	BOY115	
180 x 216 mm	95 à 398 mm	90 kg	●	2,30 kg	BOY116	
plaques agrandissantes pour BOY110 et BOY115						
200 x 200 mm	plaque agrandissante				BOY130	
300 x 300 mm	plaque agrandissante				BOY131	
180 x 260 mm	plaque agrandissante				BOY132	
320 x 220 mm	plaque agrandissante				BOY135	

Support élévateur électrique

- ▶ peut se placer sous une hotte aspirante
- ▶ charge max. 25 kg
- ▶ plate-forme 240 x 240 mm



- compact : moteur et commande intégrés dans le support élévateur
- stabilité et aplomb absolus
- plate-forme et bâti en acier inox 18/10
- soufflet en PTFE
- réglage de la position en fin de course avec bouton
- vitesse de levage : 480 mm/min
- course max. des ciseaux : 180 mm
- couple nominal : 8 Nm
- indice de protection : IP 30
- alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz
- puissance de sortie : 12 V

- pilotage assuré par une télécommande
- télécommande : pile lithium 3 V, CR2430
- température ambiante admissible : 5 à 45°C
- émission sonore : moins de 40 dB (A)



télécommande

surface de pose	hauteur min. / max.	pois	charge max.	référence	Prix HT
240 x 240 mm	h120 mm / h 300 mm	6 kg	25 kg	EL1005	