


Flacons de culture cellulaire CELLine™


Évitent les risques de contamination croisée

PS

WHEATON®



- jetables et prêts à l'emploi
- flacon en polystyrène
- flasques empilables
- col incliné pour un accès plus facile
- capuchon à vis
- livrés assemblés



capacité compartiment milieu nutritif	capacité compartiment milieu de croissance	type de culture	référence	Prix HT
350 ml	5 ml	suspension	WT2560	
1000 ml	15 ml	suspension	WT2561	
1000 ml	15 ml	adhérente	WT2562	

Flacons de culture cellulaire stériles

PS



- stériles
- flasques empilables
- isolation complète du milieu de culture
- col court et large, incliné pour un accès plus facile
- capuchon à vis ou capuchon à filtre avec membrane hydrophobe à pore 0,22 µm, suivant modèle
- apyrogènes et non cytotoxiques, exempts de DNase, RNase et ADN

surface	référence		Prix HT	référence		Prix HT
	Capuchon à vis			Capuchon à filtre		
25 cm ²	ML1200Z	les 200		ML1215Z	les 200	
75 cm ²	ML1205Z	les 100		ML1220Z	les 100	
125 cm ²	ML1210Z	les 40		ML1225Z	les 40	