



- en polystyrène de qualité biomédicale
- optiquement transparentes
- compatibles avec les procédures de routine et avec automates
- modèles avec ergots de ventilation pour éviter la condensation

## Boîtes de Pétri en polystyrène haute transparence

### Boîtes de Pétri avec ergots de ventilation

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- 3 ou 4 ergots de ventilation

stérile	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
<b>boîtes à 4 ergots de ventilation</b>			
-	Ø 55 x 14 mm	AB200201 les 1200	
<b>stériles</b>	Ø 55 x 14 mm	AB200201B les 1200	
<b>boîtes à 3 ergots de ventilation</b>			
-	Ø 90 x 14 mm	AB200200 les 500	
<b>stériles</b>	Ø 90 x 14 mm	AB200209 les 500	
-	Ø 140 x 20 mm	AB200214 les 120	

### Boîtes de Pétri avec croisée interne

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- aseptiques
- 3 ergots de ventilation

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 90 x 15 mm	AB2002005 les 600	

### Boîtes de Pétri stériles avec tampon absorbant

**PLASTIQUE**  
polystyrène

- modèle avec tampons absorbants
- pour filtre à membrane Ø 47 mm
- empilables
- zone dépolie pour étiquetage
- couvercle parfaitement ajusté pour éviter le dessèchement



type	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
sans tampon	Ø 50 x 9 mm	DS3520 les 500	
avec tampon	Ø 50 x 9 mm	DS3521 les 500	

### Boîtes de Pétri compartimentées

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- aseptiques
- 3 ergots de ventilation

compartiments	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
2	Ø 90 x 14 mm	AB200202 les 500	
3	Ø 90 x 14 mm	AB200203 les 500	
4	Ø 90 x 14 mm	AB200210 les 600	

### Boîtes de Pétri de contact quadrillées

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- quadrillage 10 x 10 mm

type	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
-	Ø 65 x 16 mm	AB200208 les 500	
<b>stériles</b>	Ø 65 x 16 mm	AB200218 les 500	

### Boîtes de Pétri stériles arête droite

**PLASTIQUE**  
polystyrène

- arête supérieure parfaitement droite pour un empilage très stable



dim. (Ø x h)	volume	référence	Prix HT
Ø 35 x 10 mm	9 ml	DS3510 les 500	
Ø 100 x 20 mm	100 ml	DS3511 les 500	
Ø 100 x 25 mm	125 ml	DS3512 les 500	

### Boîtes de Pétri carrées

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- aseptiques
- 4 ergots de ventilation

dim. (L x l)	référence	Prix HT
120 x 120 mm	AB200204 les 240	

### Boîtes de Pétri pour anaérobie

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- aseptiques
- sans ventilation

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 90 x 14 mm	AB2002004 les 500	

### Boîtes de Pétri stériles quadrillées

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- quadrillage alpha-numérique

dim. (Ø x h)	volume	référence	Prix HT
Ø 60 x 15 mm	20 ml	DS3530 les 500	

### Boîtes de Pétri stériles carrées quadrillées

**PLASTIQUE**  
polystyrène



- quadrillage alpha-numérique
- quatre ergots de ventilation dans la partie inférieure du couvercle

dimensions	volume	référence	Prix HT
100 x 100 x h 15 mm	110 ml	DS3540 les 500	

### Boîtes de Pétri en verre neutre



VERRE neutre



- excellente planéité
- exemptes de bulles et d'inclusions

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 40 x 12 mm	FS70500	les 12
Ø 50 x 12 mm	FS70502	les 12
Ø 60 x 12 mm	FS70504	les 12
Ø 60 x 15 mm	FS70506	les 12
Ø 70 x 15 mm	FS70507	les 12
Ø 80 x 15 mm	FS70508	les 12
Ø 90 x 15 mm	FS70509	les 12
Ø 100 x 10 mm	FS70511	les 12
Ø 100 x 15 mm	FS70513	les 12
Ø 100 x 20 mm	FS70510	les 12
Ø 120 x 20 mm	FS70512	les 12
Ø 150 x 25 mm	FS70515	les 6
Ø 180 x 30 mm	FS70516	les 3
Ø 200 x 30 mm	FS70517	les 2

### Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



VERRE sodocalcique



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 40 x 12 mm	GW2924	les 10
Ø 60 x 15 mm	GW2925	les 10
Ø 80 x 15 mm	GW2926	les 10
Ø 90 x 15 mm	GW2927	les 10
Ø 100 x 10 mm	GW2928	les 10
Ø 100 x 15 mm	GW2929	les 10
Ø 100 x 20 mm	GW2930	les 10
Ø 120 x 20 mm	GW2931	les 10
Ø 150 x 25 mm	GW2932	les 10
Ø 180 x 30 mm	GW2933	les 10
Ø 200 x 30 mm	GW2934	les 10
Ø 200 x 45 mm	GW2935	les 10

### Boîtes de Pétri en inox

INOX



- en acier inox 18/10

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 100 x 15 mm	BC8541	l'unité
Ø 60 x 20 mm	BC8635	l'unité
Ø 75 x 20 mm	BC8636	l'unité
Ø 90 x 20 mm	BC8637	l'unité
Ø 120 x 20 mm	BC8638	l'unité

### Boîtes de Pétri en verre borosilicaté 3.3



VERRE borosilicaté 3.3



- résistant chimiquement
- supporte de nombreux autoclavages
- épaisseur de parois uniforme
- qualité optique excellente et durable

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60 x 20 mm	SW5401	les 10
Ø 80 x 20 mm	SW5402	les 10
Ø 100 x 20 mm	SW5403	les 10
Ø 120 x 20 mm	SW5404	les 10
Ø 150 x 30 mm	SW5405	les 10



VERRE borosilicaté 3.3



- surfaces extérieures et intérieures du corps et du couvercle parfaitement planes, exemptes de bulles et d'inclusions
- usage intensif
- excellentes propriétés géométriques : distribution homogène du bouillon de culture, croissance reproductible

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 60 x 20 mm	GW2918	les 10
Ø 80 x 20 mm	GW2919	les 10
Ø 100 x 15 mm	GW2920	les 10
Ø 100 x 20 mm	GW2921	les 10
Ø 120 x 20 mm	GW2922	les 10
Ø 150 x 27 mm	GW2923	les 10

### Paniers inox pour boîtes de Pétri



- très robustes, paniers en fil d'acier inoxydable
- capacité : 10 ou 20 boîtes de Pétri Ø 90 à 100 mm
- dimensions sans poignée : AX38171 : 110 x 105 x h250 mm  
AX38172 : 215 x 105 x h250 mm
- hauteur poignée : 100 - 110 mm

modèle	capacité	référence	Prix HT
simple	1 x 10 boîtes	AX38171	
double	2 x 10 boîtes	AX38172	

## Boîtes de Pétri en verre sodocalcique



**VERRE**  
sodocalcique



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 40 x 12 mm	<b>TD4215</b>	les 40
Ø 60 x 15 mm	<b>TD4216</b>	les 30
Ø 80 x 15 mm	<b>TD4217</b>	les 24
Ø 90 x 15 mm	<b>TD4218</b>	les 36
Ø 100 x 15 mm	<b>TD4220</b>	les 36
Ø 100 x 20 mm	<b>TD4221</b>	les 36
Ø 120 x 20 mm	<b>TD4222</b>	les 72
Ø 150 x 25 mm	<b>TD4223</b>	les 36
Ø 180 x 30 mm	<b>TD4224</b>	les 6
Ø 200 x 30 mm	<b>TD4225</b>	les 6
Ø 200 x 50 mm	<b>TD4226</b>	les 6