

Pince brucelles plastique



- extrémité dentée
- conserve ses qualités d'élasticité même après stérilisation
- stérilisable à la vapeur à 134°C ou à l'oxyde d'éthylène

référence **Prix**

SML1401 Pince plastique
130 mm, les 50

Pince à tube en bois



- pour tubes Ø 13 à 19 mm

référence **Prix HT**

SML1402 Pince en bois
180 mm, l'unité

Pinces en PTFE

- totalement inertes : aucune contamination
- résistent jusqu'à 280°C



longueur	référence	Prix HT
extrémités plates		
100 mm	C13330	
150 mm	C13331	
200 mm	C13332	
extrémités pointues		
100 mm	C13335	
150 mm	C13336	
200 mm	C13337	

Pinces brucelles spéciales



réf.	type	long.	Prix HT
pince droite autoserrante inox, prises en plastique			
BC1700	1	160 mm	
pinces pour lamelles, inox			
BC1722	2	courbée 105 mm	
BC1727	3	droite 105 mm	
pince de pesée, inox, extrémités en matière plastique			
BC1740	4	100 mm	

Pinces brucelles autoserrantes



référence	longueur	Prix
1 pince droite pointue		
BC1640	120 mm	
2 pince courbée pointue		
BC1641	120 mm	
3 pince courbée plate		
BC1730	105 mm	

Pince pour tubes manche bois



référence	longueur	Prix HT
BC2283	250 mm	

Pince autoserrante pour tubes



référence	longueur	Prix HT
BC2282	150 mm	

Pince à mercure en acier inox



référence	longueur	Prix HT
BC2240	220 mm	

Pince pour béchers / creusets avec embouts silicone



réf.	long.	ouverture	Prix HT
BC2300	300 mm	32/140 mm	

Pince à tubes autoserrante



réf.	long.	ouverture	Prix HT
BC2281	250 mm	10-25 mm	