

## Pipettes jaugées classe B - 2 traits écoulement partiel

### Pipettes jaugées standard



VERRE  
sodocalcique

Classe B  
2 traits

graduations  
ambrées

- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf \*)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

désignation Prix HT  
TK1160 Certificat de conformité



capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1260	
2 ml	± 0,020 ml	TK1261	
3 ml	± 0,020 ml	TK1262 *	
4 ml	± 0,030 ml	TK1263 *	
5 ml	± 0,030 ml	TK1264	
6 ml	± 0,030 ml	TK1265 *	
7 ml	± 0,040 ml	TK1266 *	
8 ml	± 0,040 ml	TK1267 *	
9 ml	± 0,040 ml	TK1268 *	
10 ml	± 0,040 ml	TK1269	
15 ml	± 0,060 ml	TK1270 *	
20 ml	± 0,060 ml	TK1271	
25 ml	± 0,060 ml	TK1272	
30 ml	± 0,100 ml	TK1273 *	
40 ml	± 0,100 ml	TK1274 *	
50 ml	± 0,100 ml	TK1275	
75 ml	± 0,150 ml	TK1276 *	
100 ml	± 0,150 ml	TK1277	
200 ml	± 0,200 ml	TK1278 *	

### Pipettes jaugées à bulbe



VERRE  
sodocalcique

Classe B  
2 traits

graduations  
bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf \*)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

désignation Prix HT  
TK1160 Certificat de conformité



capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1300	
2 ml	± 0,020 ml	TK1301	
3 ml	± 0,020 ml	TK1302 *	
4 ml	± 0,030 ml	TK1303 *	
5 ml	± 0,030 ml	TK1304	
6 ml	± 0,030 ml	TK1305 *	
7 ml	± 0,040 ml	TK1306 *	
8 ml	± 0,040 ml	TK1307 *	
9 ml	± 0,040 ml	TK1308 *	
10 ml	± 0,040 ml	TK1309	
15 ml	± 0,060 ml	TK1310 *	
20 ml	± 0,060 ml	TK1311	
25 ml	± 0,060 ml	TK1312	
30 ml	± 0,100 ml	TK1313 *	
40 ml	± 0,100 ml	TK1314 *	
50 ml	± 0,100 ml	TK1315	
75 ml	± 0,150 ml	TK1316 *	
100 ml	± 0,150 ml	TK1317	
200 ml	± 0,150 ml	TK1318 *	

### Pipettes Pasteur en verre à usage unique

longueur	référence	Prix HT
<b>pipettes à pointe ouverte non cotonnées</b>		
150 mm	P150	les 1000
230 mm	P230	les 1000
270 mm	P270	les 1000
<b>pipettes à pointe ouverte cotonnée [1]</b>		
150 mm	P150C	les 1000
230 mm	P230C	les 1000
280 mm	P270C	les 1000
<b>pipettes aseptiques à pointe fermée non cotonnées</b>		
150 mm	P150S	les 1000
230 mm	P230S	les 1000
270 mm	P270S	les 1000
<b>pipettes aseptiques à pointe fermée cotonnées [2]</b>		
150 mm	P150ST	les 1000
230 mm	P230ST	les 1000
270 mm	P270ST	les 1000
310 mm	P310ST	les 800
<b>tétines 2 ml, à commander séparément</b>		
caoutchouc	ND2203	les 25
silicone	ND2202	les 25



VERRE  
sodocalcique

Transfert de petites  
quantités de liquide

- pipettes de grande qualité en verre sodocalcique clair
- conformes ISO 7712
- capacité 2 ml
- usage unique
- conformes à la norme USP Type III
- Ø interne de la pointe 1,1 mm
- tétines de pipetage compte-gouttes en silicone ou caoutchouc naturel à commander séparément

