

Réservoirs à réactif stériles 25 ml

capacité
25 ml

PS



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées, graduées
- fond en V
- capacité maximale : 25 ml
- base renforcée très stable
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, en emballage individuel

référence **Prix HT**
BL1012 Réservoirs 25 ml, les 50

Réservoirs à réactif stériles 55 ml

capacité
55 ml

PS



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées
- fond en V
- capacité maximale : 55 ml
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm
- stériles, en emballage individuel

référence **Prix HT**
BL1014 Réservoirs 55 ml, les 50

Réservoirs à réactif 55 ml

capacité
55 ml

PS



- conviennent pour pipettes jusqu'à 12 canaux
- fabriqués en polystyrène blanc
- fond en V évitant toute perte de réactif
- **modèle stérile en emballage individuel**

référence **Prix HT**
WH2063 Réservoirs 55 ml, les 100
WH2064 Réservoirs 55 ml stériles en emballage individuel, les 50

Réservoirs à réactif stériles 100 ml

capacité
100 ml

PS



- en polystyrène blanc
- usage unique
- parois droites, graduées
- capacité maximale 100 ml
- base renforcée très stable
- bords verseurs aux 4 coins
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, emballage individuel

référence **Prix HT**
BL1015 Réservoirs 100 ml, les 50

Réservoirs à réactif transparents 55 ml

capacité
55 ml

PVC



- en PVC transparent
- conviennent pour pipettes jusqu'à 12 canaux
- fond en V évitant toute perte de réactif

référence **Prix HT**
WH2062 [2] Réservoirs à réactif 55 ml, les 100

Réservoirs à réactif transparents 55 ml

capacité
55 ml

PVC




- en PVC transparent
- parois inclinées
- fond en V
- capacité maximale : 55 ml
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm

référence **Prix HT**
BL1016 Réservoirs 55 ml, les 100

Réservoirs à réactif double face 12x5 ml / 1x50 ml

capacité
12x5 / 50 ml

PP



- réservoir en polypropylène à deux faces
- d'un côté un réservoir de 50 ml et de l'autre 12 réservoirs de 5 ml pour pipettes multi-canaux
- paroi inclinée pour diriger les pointes des pipettes vers le centre du réservoir
- face 12 réservoirs avec repère numérique
- livré avec couvercle pour éviter l'évaporation du réactif

référence **Prix HT**
WH2082 Réservoirs à réactif 50 ml ou 12 x 5 ml avec couvercle, les 25

Réservoirs à réactif double face 12x5 ml / 1x50 ml

capacité
12x5 / 50 ml

PP



- en polypropylène
- résistant aux produits chimiques, alcools et solvants organiques doux
- parois inclinées, fond en V
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- double face :
face avant : 12 compartiments x 5 ml
face arrière : 1 compartiment 50 ml
- 5 couleurs assorties : bleu, vert, rouge, jaune et transparent

référence **Prix HT**
BL1018 Réservoirs double face, les 25