

## Plateaux universels en mélamine blanc



- ergonomiques, superposables, en résine de mélamine blanc, **durs et indéformables**
- stérilisables à 121°C à la vapeur

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
190 x 150 x h17 mm	B42401915	
240 x 180 x h17 mm	B42402418	
268 x 208 x h17 mm	B42402721	
355 x 240 x h17 mm	B42403624	
428 x 288 x h17 mm	B42404329	

## Paniers carrés inox



- en fil d'acier inox
- très robustes
- anse rabattable inox
- cloisons croisées ou séparations sur demande
- couvercle sur demande

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
118 x 118 x h144 mm	AX38101	
139 x 139 x h139 mm	AX38105	
160 x 160 x h140 mm	AX38106	
210 x 210 x h180 mm	AX38108	
300 x 300 x h200 mm	AX38110	

## Paniers ronds inox




- paniers ronds en fil d'acier inoxydable
- anse rabattable en acier inoxydable
- structure renforcée
- cloisons croisées sur demande

dimensions	référence	Prix HT
Ø 150 x h125 mm	AX38133	
Ø 200 x h150 mm	AX38136	
Ø 200 x h200 mm	AX38137	
Ø 210 x h180 mm	AX38138	
Ø 230 x h180 mm	AX38139	
Ø 240 x h180 mm	AX38140	

## Bacs plastique en polypropylène

**Robustes, incassables, indéformables, empilables**



- bacs haute qualité, moulés, bords arrondis
- excellente résistance chimique du polypropylène, température jusqu'à +60°C
- surface polie brillante, entretien très facile
- compatibles avec les produits alimentaires
- superposables

capacité	dimensions (fond)	référence	Prix HT
0,5 l	130 x 180 x h42 mm	B42011318	
1,5 l	180 x 240 x h65 mm	B42011824	
3,0 l	240 x 300 x h75 mm	B42012430	
10,0 l	300 x 400 x h120 mm	B42013040	
21,0 l	400 x 500 x h140 mm	B42014050	
39,0 l	500 x 700 x h160 mm	B42015070	

## Bacs en mélamine avec couvercle transparent

- ergonomiques, superposables, couvercle transparent avec poignée
- en résine de mélamine blanc, dur et indéformable
- stérilisables à la vapeur



capacité	dimensions (lxpxh)	bac	couvercle
500 ml	210 x 110 x h35 mm	B42305	B4230501
700 ml	190 x 150 x h40 mm	B42307	B4230701
1000 ml	290 x 160 x h35 mm	B423010	B42301001
1800 ml	290 x 160 x h60 mm	B423018	B42301001
2300 ml	350 x 250 x h40 mm	B423023	B42302301
5500 ml	350 x 250 x h100 mm	B423055	B42302301