

PORTOIRS FLOTTANTS

Portoires flottant compact



- pour 24 microtubes 1,5 / 2 ml
- en polypropylène injecté de bulles d'air
- autoclavable à la vapeur à 121°C
- dim. (lxpxh) : 120 x 80 x 15 mm

	référence	Prix HT
Portoir flottant 24 places	F188761 les 4	

Portoires flottants ronds



- idéal pour insertion en béchers
- portoires flottants pour microtubes 1,5 / 2 ml
- fabriqués en TPX spécial, injecté de bulles d'air
- poignée centrale longueur 19 mm, épaisseur du portoir : 6,4 mm

capacité	Ø mm	pour béchers	référence	Prix HT
8 tubes	Ø 88 mm	400 ml	F188754	
20 tubes	Ø 105 mm	1000 ml	F188751	

Portoir flottant 18 places




portoir livré sans bécher

- portoir en mousse pour 18 microtubes 0,2 ml à 2,0 ml
- excellente flottaison
- idéal pour l'insertion dans un bécher
- poignée-tige amovible

	référence	Prix HT
Portoir flottant pour 18 microtubes	WH1045	


Portoires flottants 4, 8 ou 24 places



- portoires économiques en mousse
- excellente flottaison
- poignée-tige amovible

capacité	tubes	référence	Prix HT
4 tubes	50 ml	WH1071 les 5	
8 tubes	15 ml	WH1072 les 5	
24 tubes	1,5 ml	WH1073 les 5	

Portoires polystyrène (non flottants)



- en polystyrène expansé
- extrêmement légers
- dim. (lxpxh) : 207 x 207 x 56 mm

capacité	tubes	référence	Prix HT
100 tubes	Ø 12 mm	PL1385	
100 tubes	Ø 16 mm	PL1386	

Boîtes / portoires en polystyrène (non flottants)

Pour le stockage longue durée au congélateur



- portoires parfaitement empilables
- graduations alphanumériques
- espacement calculé pour un retrait facile des microtubes

capacité	50 tubes	100 tubes
type tube	Ø13 x h48 mm	Ø13 x h48 mm
dim. boîte	180 x 100 mm	330 x 100 mm
haut. boîte	h70 mm	h70 mm
Prix HT, les 10	AX1861	AX1862