


Microlances stériles

Microlances forme anatomique en acier inoxydable, à usage unique



- forme anatomique, spécialement étudiée pour une pénétration sans douleur
- stériles par rayons gamma, en emballage individuel

référence	Prix HT
ML1145 Microlances, les 200	

Lancettes stériles en acier



- lame plate
- lancettes en acier trempé
- stérilisées par rayons gamma (EN 556 et EN ISO 11137)

référence	Prix HT
VX1800 Lancettes en acier, les 200	

Lancettes stériles Steriheel Baby II®



- languette de sécurité
- lame entièrement protégée avant et après utilisation
- usage unique
- coupure très rapide, cicatrisation rapide
- stérilisées par rayons gamma
- idéales pour nourrissons et prématurés
- livrées par sachet de 50

incision (prof. x larg.)	couleur	référence	Prix HT
0,65 x 1,40 mm	vert	VX1810	
0,85 x 1,75 mm	orange	VX1811	
1,00 x 2,50 mm	jaune	VX1812	
1,14 x 2,80 mm	rose	VX1813	
2,00 x 3,00 mm	bleu	VX1814	

Lancettes stériles Sterilance Press II®



- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- lame ou aiguille (selon modèle) entièrement protégée avant et après utilisation
- stérilisées, usage unique
- différentes variétés de lancettes selon la profondeur et la largeur de l'incision (en gauge, plus l'unité est élevée, moins l'incision sera large)
- livrées par sachet de 100

incision (prof. x larg.)	couleur	référence	Prix HT
lame 1,8 mm x 18 G*	vert	VX1820	
aiguille 1,8 mm x 30 G*	turquoise	VX1821	
aiguille 1,8 mm x 28 G*	violet	VX1822	
aiguille 1,8 mm x 26 G*	jaune	VX1823	
aiguille 1,8 mm x 21 G*	bleu	VX1824	
aiguille 2,2 mm x 21 G*	orange	VX1825	
aiguille 2,8 mm x 21 G*	rose	VX1826	

* = Gauge (plus l'unité est élevée, moins l'incision sera large)

Lancettes stériles Sterilance Lite III®



- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- aiguille entièrement protégée avant et après utilisation
- stérilisées, usage unique
- différentes variétés de lancettes selon la profondeur et la largeur de l'incision
- livrées par sachet de 100

incision (prof. x larg.)	couleur	référence	Prix HT
aiguille 1,8 mm x 18 G*	vert	VX1830	
aiguille 1,8 mm x 28 G*	violet	VX1831	
aiguille 1,8 mm x 26 G*	jaune	VX1832	
aiguille 2,4 mm x 26 G*	bleu	VX1833	
aiguille 1,8 mm x 21 G*	orange	VX1834	
aiguille 2,4 mm x 21 G*	rose	VX1835	

* = Gauge (plus l'unité est élevée, moins l'incision sera large)

Lancettes stériles Sterilance Flex®



- profondeur de pénétration réglable, trois tailles
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- aiguille entièrement protégée avant et après utilisation
- stérilisées, usage unique
- livrées par sachet de 100

incision (prof. x larg.)	couleur	référence	Prix HT
1,2 mm x 26 G*			
1,8 mm x 26 G*	bleu	VX1840	
2,4 mm x 26 G*			
1,2 mm x 28 G*			
1,8 mm x 28 G*	rouge	VX1845	
2,4 mm x 28 G*			

* = Gauge (plus l'unité est élevée, moins l'incision sera large)