

Stylo lancette rechargeable



- convient à la plupart des lancettes
- profondeur de pénétration réglable, 6 tailles au choix
- activation d'une simple pression, piqûre très rapide
- capuchon de sécurité
- retrait de l'aiguille par éjection
- aiguilles stérilisées par rayons gamma, livrées en boîte de 200

	référence	Prix HT
Stylo lancette Compact	VX1850	
Aiguilles stériles		
aiguille 23 G* (0,65 mm)	bleu	VX1851
aiguille 28 G* (0,38 mm)	rouge	VX1852
aiguille 30 G* (0,31 mm)	vert	VX1853
aiguille 32 G* (0,26 mm)	bleu	VX1854

* = Gauge (plus l'unité est élevée, moins l'incision sera large)