

## Conteneurs à déchets en carton pour DASRI

- pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux

Système de fermeture du sac intégré au rabat du conteneur



- conteneurs en carton ondulé épaisseur 3 mm
- fond à montage automatique
- conformes aux normes **AFNOR Q 12-008**
- couverture en papier kraft pur à l'extérieur
- sachet intérieur en polyéthylène basse densité jaune 60 µm collé sur les parois
- découpe des bords du carton soignée : utilisation sans risques de coupures
- résistance au gerbage : > 120 kg par caisse
- deux poignées sur le dessus avec système de protection des doigts
- fermeture provisoire du couvercle pendant l'utilisation : limite les remontées d'odeur, fermeture définitive par double rabat pour une meilleure sécurité

- 4 épaisseurs de carton en fond de caisse pour amortissement de la chute des premiers déchets
- livrés à plat et assemblés en quelques secondes, instructions d'utilisation et pictogrammes imprimés sur le conteneur
- fermeture du sac : une ouverture placée dans le premier rabat du carton permet le passage et le maintien fermé du rebord du sac par un lien traditionnel, **livré**



capacité	dimensions (lxpxh)	charge max.	référence	Prix HT
<b>conteneurs forme haute (standard)</b>				
25 litres	260 x 260 x 370 mm	6,0 kg	ANDEC25 <b>1</b> les 10	
50 litres	260 x 260 x 745 mm	12,5 kg	ANDEC50 <b>2</b> les 10	
<b>conteneurs forme basse</b>				
50 litres	398 x 293 x 425 mm	12,5 kg	ANDAP50 <b>3</b> les 10	

## SharpSafe® conteneurs de sécurité NF X 30-500

- récupération des déchets tranchants ou contaminés (y compris des aiguilles)
- résistance aux chocs, perforations et solvants



Sécurité maximum pour les utilisateurs et pour l'environnement



- **conteneurs certifiés NFX 30-500** : sécurité optimale pour les utilisateurs et pour l'environnement (qualité en conformité avec les recommandations du GERES/ circulaire DH/S12-DGS/VS3 n°554 du 01/09/98, résistance à la perforation de 12,5 N mini. 15 N en moyenne)
- en **polypropylène rigide**, résistant aux chocs, aux objets tranchants ou perforants, ainsi qu'aux solvants
- deux fermetures : une provisoire et une définitive
- autoclavables à +121°C et incinérables




**Type A :**  
ouverture ovale pour les corps de seringues



**Type B :**  
extraction des aiguilles avec un système anti-retour



**Type C :**  
extraction des aiguilles et cassure des lames bistouri



**Type D :**  
5 ouvertures : 1 pour éléments de taille moyenne, 1 pour casser les lames de bistouri, 1 pour extraction d'aiguilles sanguines et cônes type Luer, 1 pour aiguilles et papilles, 1 pour stylos à insuline

capacité	dimensions (lxpxh)	couvercle	transport	référence	Prix HT
0,20 litre	79 x 37 x 146 mm	type A	-	AX1014 <b>1</b>	
0,45 litre	105 x 50 x 167 mm	type B	avec anse	AX1015 <b>2</b>	
0,45 litre	105 x 50 x 167 mm	type C	avec anse	AX1016 <b>3</b>	
0,60 litre	106 x 54 x 221 mm	type A	avec anse	AX1020 <b>4</b>	
1 litre	106 x 90 x 188 mm	type A + C	avec crochet	AX1050 <b>5</b>	
2 litres	196 x 120 x 168 mm	type D	-	AX1100* <b>6</b>	
4 litres	175 x 175 x 248 mm	type D	avec anse	AX1200 <b>7</b>	
7 litres	175 x 175 x 382 mm	type D	-	AX1300 <b>8</b>	