


Sachets kangourou neutres zippés



prélèvements alimentaires,
petites pièces,
prélèvement de
laboratoire, etc.



- poche kangourou pour insertion d'un document
- en polyéthylène basse densité vierge
- trou de suspension de 6 mm centré sur les lèvres d'ouverture
- décalage de 3 mm des lèvres d'ouverture
- fermeture à pression
- coloris transparent, qualité alimentaire

dim. sachet	dim. poche	référence	Prix HT
125x195 mm	125x185 mm	PR2201 les 1000	
160x220 mm	160x190 mm	PR2202 les 1000	
180x250 mm	180x200 mm	PR2203 les 1000	
230x320 mm	230x260 mm	PR2204 les 1000	

Double-sacs de transport

transport hygiénique et sans confusion
des tubes de prélèvement et des
documents d'identification



- pas de risque de contamination des documents, pas de confusion possible
- deux enveloppes collées :
une enveloppe de 16 x 16 cm avec fermeture, pour les tubes (8 tubes de 10 ml par exemple)
une enveloppe ouverte 16 x 23 cm, en couleur, pour les documents

couleur	référence	Prix HT
●	LMR700A les 600	
●	LMR700B les 600	
●	LMR700C les 600	
○	LMR700D les 600	

Sacs pour autoclavage

- sacs en polyéthylène haute densité, extrêmement solide
- épaisseur : 110 à 160 µm
- température +150°C (sauf AB200100 +121°C)



capacité	dim.	référence	Prix HT
30 litres	30 x 60 cm	AB200310 les 100	
45 litres	40 x 75 cm	AB200311 les 100	
60 litres	75 x 50 cm	AB200100 les 100	
70 litres	60 x 75 cm	AB200312 les 100	

Sacs à déchets, siglés "biohazard" avec cordon de serrage

- sacs transparents en polyéthylène
- étanchéité assurée par double soudure
- cordon de serrage pour la fermeture facile du sac en toute sécurité
- signe de sécurité "biohazard" imprimé sur chaque sac
- repère (ligne jaune) indiquant le seuil de remplissage maximum



dim. (L x l x h)	référence	Prix HT
150 x 150 x 150 mm	J121075 les 25	
200 x 200 x 250 mm	J121076 les 25	
490 x 270 x 400 mm	J121077 les 25	
280 x 280 x 510 mm	J121078 les 25	

Sachets siglés "radiations" pour déchets contaminés



- sacs à souder en polyéthylène translucide imprimés avec le signe de sécurité "radiations"
- livrés en boîtier distributeur

dimensions	référence	Prix HT
150 x 200 mm	J121067 les 100	
255 x 355 mm	J121068 les 50	
355 x 510 mm	J121069 les 50	
455 x 760 mm	J121070 les 50	
790 x 760 mm	J121071 les 25	

Sacs de sécurité pour déchets contaminés siglés "biohazard"

- sacs à souder
- en polyéthylène jaune
- imprimés avec le sigle "biohazard"
- livrés en boîtier distributeur



dimensions (LxI)	référence	Prix HT
255 x 355 mm	J121072 les 50	
455 x 760 mm	J121073 les 50	
790 x 1015 mm	J121074 les 25	