



Secoueur vortex compact vitesse fixe

- ▶ puissant, robuste
et stable



vitesse	fixe 3000 tr/min
poids	0,8 kg
orbite	Ø 4,8 mm
protection	IP21
dimensions	134 x 134 x h70,5 mm
alimentation	240 V, 50 Hz / 20 W
Vortex	VTX280

- fonctionnement en continu

Vortex multi-tubes

Jusqu'à 48 tubes
simultanément

- ▶ fonctionnement en
mode continu ou par
impulsions



- mode "sans interruption" pour fonctionne-
ment en continu jusqu'à 8 h
- accélération : 3 s
- livré avec un portoir standard pour un tube
jusqu'à 15 ml et un portoir 32 places pour
microtubes (8 x 0,2 ml, 8 x 0,5 ml, 16 x
1,5 ml)

vitesse	500 à 3000 tr/min
poids	1,5 kg
orbite	Ø 2 mm
dimensions	120 x 180 x h100 mm
alimentation	230 V, 50 Hz
Vortex	VTX1100

portoirs de tubes en option



capacité tubes	réf.	Prix HT
6x tubes 10 ml [1]	VTX1101	
48x tubes 0,2 ml [2]	VTX1102	

Vortex vitesse réglable

- pour tubes de 1,5 à 50 ml
- fonctionnement en mode continu ou par
impulsions

vitesse	750 à 3000 tr/min
poids	0,8 kg
orbite	Ø 4 mm
protection	IP21
dimensions	90 x 150 x h80 mm
alimentation	230 V, 50 Hz
Vortex	VTX1010



Vortex universel

Mélange lent ou rapide

- ▶ vitesse max. : 3500 tr/min
▶ charge maximale : 200 g
▶ livré complet avec 4 portoirs

- accélération jusqu'à vitesse max. : 3 s
- minuterie : 0 à 60 min
- mode "sans interruption" pour fonctionne-
ment en continu jusqu'à 8 h
- charge maximale : 200 g
- affichage digital LCD vitesse et temps
- livré avec 4 portoirs pour 4, 8, 10 et 32
tubes

vitesse	300 à 3500 tr/min
poids	2,6 kg
orbite	Ø 4 mm
dimensions	180 x 170 x h145 mm
alimentation	230 V, 50 Hz
Vortex	VTX1160



livré avec 4 portoirs : pour
32 tubes, 10 tubes, 8 tubes
et 4 tubes.

