

Agitateur à disque Loopster



Séparation et mélange d'échantillons biologiques liquides et en poudre en particulier le sang, en particulier le sang, dans des tubes



- pour tubes de 1,5 à 50 ml
- capacité jusqu'à 2 kg
- fonctionnement en mode continu
- agitateur livré sans disque, accessoires ci-dessous
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, 80 % HR

| vitesse | économique | digital |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| vitesse | fixe 20 tr/min | raglable 0 à 80 tr/min |
| axe de rotation | réglable 0 à 90° | réglable 0 à 90° |
| affichage | - | affichage digital vitesse et temps |
| minuterie | - | réglable de 1 s. à 99h59 min |
| fonctionnement | mode continu | mode minuteur ou continu |
| protection | IP21 | IP21 |
| dimensions | 300 x 360 x h300 mm / 3 kg | 300 x 360 x h300 mm / 3 kg |
| alimentation | 240 V, 50 Hz | 240 V, 50 Hz |
| Rotateur nu | MX808 | MX809 |


Agitateur à disque orientable

- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- contrôle digital de la vitesse
- minuteur programmable : de 1 à 1199 minutes
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR




| | |
|-----------------|----------------------------|
| vitesse | réglable 10 à 70 tr/min |
| axe de rotation | réglable 0 à 90° |
| protection | IP21 |
| dimensions | 210 x 280 x h300 mm / 8 kg |
| alimentation | 240 V, 50 Hz |
| Rotateur | ROX150 |

| Disques rotatifs | Prix HT |
|---------------------------------------|-------------------|
| ROX151 Pour 60 tubes 1,5 ml | 1 |
| ROX152 Disque 8 tubes 50 ml | 2 |
| ROX153 Disque 16 tubes 15 ml | 3 |
| ROX154 Quatre tiges support de disque | 4 |



Accessoires Loopster



- pièces amovibles à clipser sur le disque pour des applications variées et un nettoyage rapide en cas de renversement de l'échantillon

| Accessoires | Prix HT |
|--|-------------------|
| Disques portoirs | |
| MX8081 Portoir 48 tubes 1,5 ml, Ø10 mm | 1 |
| MX8082 Portoir 24 tubes 5 ml, Ø12 mm | |
| MX8083 Portoir 20 tubes 15 ml, Ø16 mm | 2 |
| MX8084 Portoir 12 tubes 30 ml, Ø25 mm | 3 |
| MX8085 Portoir 12 tubes 50 ml, Ø28 mm | |
| Disque universel sans clips et clips de rechange | |
| MX8091 Disque universel sans clips | 4 |
| MX8092 Clips Ø 10 mm, les 12 | 5 |
| MX8093 Clips Ø 12 mm, les 12 | 6 |
| MX8094 Clips Ø 16 mm, les 12 | 7 |
| MX8095 Clips Ø 25 mm, les 12 | 8 |
| MX8096 Clips Ø 28 mm, les 12 | 9 |