

Secoueur orbital / va-et-vient grande capacité

vitesse max.
300 tr/min



- fonctionnement silencieux
- régulateur électronique de vitesse

- très nombreuses applications : Erlenmeyers, ballons à fond plat, ballons à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 4 rouleaux de maintien recouverts de mousse montés sur un cadre permettant deux réglages verticaux (80 et 120 mm) pour toute sorte de verrerie
- support de base antidérapant permettant une utilisation sans rouleaux (plaques de

- microtitration, flacons de culture, etc.)
- minuterie 1 à 999 minutes et fonctionnement en continu, alarme en fin de cycle, affichage digital du temps

	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient
vitesse réglable	30 à 300 tr/min	25 à 250 tr/min
amplitude	16 mm	20 mm
charge max.	10 kg	10 kg
plate-forme	335 x 335 mm	335 x 335 mm
dimensions	360 x 420 x h270 mm / 11 kg	360 x 420 x h270 mm / 11 kg
Secoueurs	MXG860	MXV860

Secoueur orbital capacité 10 kg

vitesse max.
300 tr/min



- affichage digital LED temps et vitesse
- système anti-balourd, évite les vibrations
- utilisation possible en incubateur
- minuterie 0 à 99 min et position pour fonctionnement en continu
- temp. ambiante : +4 à +65°C
- livré sans plate-forme

vitesse	25 à 300 tr/min
mouv. orbital	Ø 19 mm
plateau au choix en option	300 x 300 mm pour pinces 300 x 365 mm presseur 400 x 450 mm standard
charge max.	10 kg
dimensions	389 x 427 x h158 mm / 21 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Secoueur 10 kg	VX1900

Plates-formes en option Prix HT

VX1901 Plate-forme standard 400 x 500 mm avec tapis adhérent

VX1902 Plate-forme universelle 365 x 300 mm à rouleaux caoutchouc de maintien


VX1903 Plate-forme pour pinces 300 x 300 mm, sans pinces

Pinces pour Erlens sur plateau VX1903

réf.	capacité du plateau	Prix HT
VX01	28 x Erlens 25 ml	
VX02	28 x Erlens 50 ml	
VX03	28 x Erlens 125 ml	
VX04	20 x Erlens 250 ml	
VX05	10 x Erlens 500 ml	
VX06	6 x Erlens 1000 ml	
VX07	5 x Erlens 2000 ml	

Secoueurs orbitaux de Kline

vitesse max.
180 tr/min



1

- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- livré complet avec : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm

vitesse	100 tr/min	180 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 60 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dimensions	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX200 1	VTX201

Secoueurs orbitaux de Kline vitesse réglable

vitesse max.
200 tr/min



2

- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- livré complet avec : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm

vitesse	40 à 120 tr/min	40 à 200 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 15 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dimensions	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX202 2	VTX203