

Secoueurs rotatifs compacts orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge max.

3 kg

dimensions plateau

240 x 240 mm

- fonctionnement en continu ou programmable
- minuterie de 1 à 1199 minutes
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- conditions admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- moteur DC courant continu
- livrés avec une plateforme anti-dérápante 240 x 215 mm
- en option : support universel coulissant et plateau pour pinces-tulipes pour verrerie



3D



Support universel coulissant verticalement



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 3 rouleaux de fixation coulissant verticalement, recouverts de caoutchouc
- dim. : 240 x 240 x h120 mm

référence

Prix HT

MX702 Dispositif de fixation

MX709 Rouleau de fixation

Plateau et tulipes pour verrerie



- 112 positions
- dim. : 246 x 246 mm

référence

Prix HT

MX703 Plateau sans tulipes

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml

	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 20 mm	amplitude linéaire 20 mm	balancement à angle fixe 7°	rotation orbitale angle fixe 7°
vitesse réglable	40 à 200 tr/min	40 à 200 osc/min	10 à 80 tr/min	10 à 80 tr/min
charge max.	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
puissance	30 W	30 W	20 W	20 W
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dim. (lpxh) / poids	270 x 330 x h110 mm / 3,1 kg	270 x 330 x h110 mm / 3,1 kg	270 x 330 x h130 mm / 3,2 kg	270 x 330 x h130 mm / 2,7 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs rotatifs	DG1800	DG1810	DG1820	DG1830