

Micro-spatules



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|--|----------|-----------|--------|---------|
| Micro-spatule acier inox AISI 304 18/10 | | | | |
| BC3010 | 100 mm | 30 x 2 mm | 1,0 mm | |
| BC3011 | 130 mm | 40 x 2 mm | 1,0 mm | |
| BC3012 | 150 mm | 40 x 2 mm | 1,0 mm | |
| BC3013 | 100 mm | 35 x 3 mm | 1,5 mm | |
| BC3014 | 130 mm | 40 x 3 mm | 1,5 mm | |
| BC3015 | 150 mm | 40 x 3 mm | 1,5 mm | |
| BC3016 | 100 mm | 35 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3017 | 130 mm | 40 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3018 | 150 mm | 40 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3019 | 185 mm | 50 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3020 | 100 mm | 35 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3021 | 130 mm | 40 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3022 | 150 mm | 40 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3023 | 185 mm | 50 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3024 | 210 mm | 55 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3025 | 150 mm | 40 x 6 mm | 2,0 mm | |
| BC3026 | 185 mm | 50 x 6 mm | 2,0 mm | |
| BC3027 | 210 mm | 55 x 6 mm | 2,0 mm | |
| BC3028 | 150 mm | 40 x 9 mm | 3,0 mm | |
| BC3029 | 185 mm | 50 x 9 mm | 3,0 mm | |
| Micro-spatules, nickel 99,5% | | | | |
| BC3030 | 210 mm | 55 x 9 mm | 3,0 mm | |
| BC3046 | 100 mm | 35 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3047 | 130 mm | 40 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3053 | 185 mm | 50 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3057 | 210 mm | 55 x 6 mm | 2,0 mm | |
| Micro spatules, inox AISI 304 18/10 recouvert de Téflon® | | | | |
| BC3710 | 150 mm | 40 x 3 mm | 1,5 mm | |
| BC3711 | 185 mm | 50 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3712 | 185 mm | 50 x 5 mm | 2,0 mm | |
| BC3713 | 210 mm | 55 x 6 mm | 2,0 mm | |

Spatules / lame conique



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|---|----------|-----------|--------|---------|
| spatules / lame conique, inox AISI 304 18/10 | | | | |
| BC3170 | 210 mm | 50 x 7 mm | 2,5 mm | |
| BC3175 | 160 mm | 50 x 9 mm | 3,5 mm | |
| spatule / lame conique, inox AISI 304 18/10 recouverte de Téflon® | | | | |
| BC3730 | 210 mm | 50 x 7 mm | 2,5 mm | |

Micro-spatules à manche



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|--|----------|-----------|--------|---------|
| micro-spatules inox AISI 304 18/10, manche en plastique Ø 6 mm | | | | |
| BC3231 | 160 mm | 40 x 4 mm | 2,0 mm | |
| BC3232 | 160 mm | 40 x 5 mm | 2,0 mm | |

Doubles spatules standard



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|--|----------|-------------|--------|---------|
| doubles spatules acier inox AISI 304 18/10 | | | | |
| BC3100 | 130 mm | 40 x 9 mm | 3,0 mm | |
| BC3101 | 150 mm | 45 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3102 | 185 mm | 50 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3103 | 210 mm | 60 x 11 mm | 4,0 mm | |
| BC3104 | 250 mm | 70 x 11 mm | 4,0 mm | |
| BC3105 | 300 mm | 75 x 16 mm | 6,0 mm | |
| BC3106 | 350 mm | 85 x 16 mm | 6,0 mm | |
| BC3107 | 400 mm | 100 x 16 mm | 6,0 mm | |
| BC3108 | 500 mm | 100 x 20 mm | 8,0 mm | |
| doubles spatules nickel pur 99,5% | | | | |
| BC3110 | 130 mm | 40 x 9 mm | 3,0 mm | |
| BC3111 | 150 mm | 45 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3112 | 185 mm | 50 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3113 | 210 mm | 55 x 11 mm | 4,0 mm | |
| BC3114 | 250 mm | 60 x 11 mm | 4,0 mm | |
| doubles spatules, acier inox AISI 304 18/10 recouvert de Téflon® | | | | |
| BC3700 | 150 mm | 45 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3701 | 185 mm | 50 x 9 mm | 3,5 mm | |
| BC3702 | 210 mm | 55 x 11 mm | 4,0 mm | |

Spatules à lame flexible



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|---|----------|------------|--------|---------|
| Spatules à lame flexible, acier inox AISI 304 18/10 | | | | |
| BC3622 | 180 mm | 48 x 10 mm | 4,0 mm | |
| BC3623 | 210 mm | 48 x 10 mm | 4,0 mm | |
| BC3624 | 250 mm | 50 x 10 mm | 4,0 mm | |

Spatules plates en nickel pur



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|---|----------|------------|--------|---------|
| doubles spatules, forme plate, nickel pur 99,5% | | | | |
| BC3279 | 90 mm | 20 x 15 mm | 1,0 mm | |
| BC3281 | 150 mm | 32 x 18 mm | 1,0 mm | |

Doubles spatules de Chattaway



| référence | longueur | lame | Ø fil | Prix HT |
|--|----------|------------|--------|---------|
| doubles spatules de chattaway en inox AISI 304 18/10 | | | | |
| BC3141 | 125 mm | 40 x 7 mm | 3,0 mm | |
| BC3142 | 150 mm | 40 x 7 mm | 3,5 mm | |
| BC3143 | 180 mm | 50 x 8 mm | 3,5 mm | |
| BC3144 | 200 mm | 60 x 9 mm | 4,0 mm | |
| BC3145 | 235 mm | 70 x 10 mm | 4,0 mm | |