

Sachets 95 kPa



2

- sachets étanches et résistants à la pression différentielle (95 kPa)
- fermeture étanche avec ruban anti fraude
- plage de température : +40 à +55°C
- sachet avec impression sérigraphie noir et rouge BIOHAZARD, selon modèle
- à utiliser avec un emballage primaire et tertiaire



1

	Type A5	Type A4+	Type A3
dimensions	240 x 175 mm	310 x 385 mm	350 x 445 mm
impression	-	BIOHAZARD	BIOHAZARD
poids	12 g	32 g	63 g
épaisseur	75 µm	85 µm	175 µm
Kit complet	BK1270 1	BK1280 2	BK1290

Sachets 95 kPa
avec cartouchière

Emballage secondaire

- ces kits ne constituent qu'un emballage secondaire, ils ne permettent le transport de matières infectieuses que sous réserve de l'utilisation des services d'un transporteur homologué en mesure de fournir l'emballage tertiaire (mallette ou carton) complétant le kit selon l'instruction d'emballage P650
- si les échantillons de diagnostic (matières infectieuses type B) sont expédiés directement sans les services d'un transporteur homologué, l'utilisation des kits d'emballage complets P650 est indispensable
- ces kits ne peuvent être utilisés seuls que de manière interne, c'est à dire au sein d'un même site

- transport de matières infectieuses liquides ou solides de catégorie B, livré sans boîte de transport



1

	Type A5	Type A4+	Type A3
dimensions	175 x h277 mm	310 x h385 mm	310 x h385 mm
utilisation	tubes de prélèvement	tubes de prélèvement	écouvillons
absorbant	1 cartouchière 200 ml 6 poches	2 cartouchières 200 ml 6 poches	2 absorbants 75 x 100 mm
Kit complet	BK1170	BK1180 1	BK1190

Kits d'emballage complets homologués UN2814
avec pots 650 ml ou 1250 ml

- kits d'emballage homologués UN2814 - P620 et IATA602 pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie A



contenu	Kit pot 650 ml		Kit pot 1250 ml			
		carton aluminisé				
boîte en carton	100 x 100 x 200 mm	100 x 100 x 200 mm	123 x 123 x 196 mm	123 x 123 x 196 mm	123 x 123 x 196 mm	123 x 123 x 196 mm
pot	-	Ø75 x h150 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm
sachet 95 kPa	Type A5	Type A5	Type A5	-	-	-
sachet Minigrip 3	150 x 200 mm	180 x 280 mm	150 x 200 mm	-	-	-
absorbant	150 ml	150 ml	150 ml	-	-	-
papier bulle	-	1 feuille 300 x 400 mm	1 feuille 300 x 400 mm	1 feuille 300 x 400 mm	-	1 feuille 300 x 400 mm
porte tubes 4	-	-	-	14 trous (mousse)	-	10 trous (carton)
kit 3 mousses (1 bloc + 2 rondelles) 5	-	-	-	-	pour 2 tubes	pour 2 tubes
Kit complet	NK1500 1	NK1800	BK1870	BK1880	BK1890	NK1100 2