

## Kits d'emballage complets homologués UN3373 sans pot, avec absorbant standard

- kits d'emballage homologués UN3373 - P650 et IATA650 pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie B



- boîte standard ou isotherme (Polairpack), selon modèle

absorbant	150 ml		2 x 150 ml	10 x 150 ml
boîte en carton	190 x 180 x 44 mm	190 x 180 x 85 mm	-	320 x 180 x 44 mm
boîte Polairpack	-	-	200 x 200 x 260 mm	-
sachet 95 kPa	Type A5	-	-	-
sachet BIOPOUCH	-	Type A4	-	-
sachet BIOHAZARD	-	-	-	Type A4+
Kit complet	VK1280	VK1290	VK1300	VK1350
				VK1550

## Kits d'emballage complets homologués UN3373 sans pot, avec cartouchières absorbantes

- kits d'emballage homologués UN3373 - P650 et IATA650 pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie B



absorbant	200 ml		2 x 200 ml	
boîte en carton	190 x 180 x 44 mm	190 x 180 x 85 mm	190 x 180 x 44 mm	320 x 180 x 44 mm
sachet 95 kPa	Type A5	Type A5	Type A4 385 x 310 mm	2 x Type A5
cartouche	6 places	6 places	6 places	6 places
Kit complet	BK1380	BK1390	BK1410	BK1420