


Malles isothermes



- conformes à la réglementation sur le transport de substances biologiques catégorie B (ADR / IATA P650 - UN3373)
- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- bacs rigides empilables et lavables
- isolation en mousse polyuréthane HD monobloc
- revêtement intérieur en polypropylène lavable
- normes alimentaires et pharmaceutiques
- fermeture par grenouillère
- poignées métalliques sur les côtés

capacité	27 litres	23 + 10 litres
épaisseur	45 mm	45 mm
dim. ext.	600x400xh400 mm	600x400xh410 mm
dim. int.	425x225xh285 mm	280x263xh315 mm 130x250xh295 mm
pois à vide	8 kg	8,4 kg
Malle	CK1770	CK1775

Conteneurs isothermes



Conformes aux normes alimentaires et pharmaceutiques

- conformes à la réglementation sur le transport de substances biologiques catégorie B (ADR / IATA P650 - UN3373)
- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- bacs rigides empilables et lavables
- isolation en mousse polyuréthane HD monobloc
- revêtement intérieur en PEHD extra rigide
- fermeture par clips à ressort
- poignées encastrées sur les côtés

capacité	13 litres	35 litres
dim. ext.	400 x 300 x h335 mm	600 x 400 x h335 mm
dim. int.	285 x 185 x h250 mm	478 x 285 x h250 mm
pois à vide	4 kg	7 kg
Conteneur	CK1780	CK1785

Mallette isotherme



Conforme aux normes pour le transport aérien

- conforme à la réglementation sur le transport de substances biologiques catégorie B (ADR / IATA P650 - UN3373)
- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène lavable, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane HD
- couvercle à charnières avec poignée centrale
- fermeture par grenouillère
- bandoulière et possibilité de verrouillage par cadenas

capacité	12 litres
épaisseur	30 mm
dim. ext.	500 x 230 x h260 mm
dim. int.	410 x 170 x h180 mm
pois à vide	3,3 kg
Mallette	CK1790

Petit conteneur isotherme

Transport et collecte de produits biologiques



- conservation à +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polypropylène lavable, qualité alimentaire
- isolation conteneur et couvercle en PSE monobloc
- poignée avec système de verrouillage

capacité	32 litres
dim. ext.	470 x 325 x h415 mm
pois à vide	2,5 kg
Petit conteneur	CK1800

Conteneur isotherme 53 litres



- conforme à la réglementation sur le transport de substances biologiques catégorie B (ADR / IATA P650 - UN3373)
- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène lavable, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane HD
- couvercle avec gonds moulés, ouverture à 115°
- fermeture par grenouillère encastrée
- poignées et porte étiquette encastré
- support pour 2 plaques eutectiques 355 x 225 x 32 mm sur le dessus

capacité	53 litres
épaisseur	80 mm
dim. ext.	600 x 500 x h580 mm
dim. int.	415 x 500 x h580 mm
pois à vide	16 kg
Conteneur	CK1810

Conteneur isotherme 125 litres



Homologation ATP classe IR pour le transport

- conforme à la réglementation sur le transport de substances biologiques catégorie B (ADR / IATA P650 - UN3373)
- conservation à -80° / -20°C, +5°C et +20°C
- extérieur et intérieur en polyéthylène, qualité alimentaire
- isolation en mousse polyuréthane HD
- bonde de vidange sur le côté
- poignées et fermetures encastrées
- support pour plaques eutectiques 480 x 280 x 28 mm

capacité	125 litres
épaisseur	70 mm
dim. ext.	800 x 600 x h600 mm
dim. int.	650 x 450 x h430 mm
pois à vide	33 kg
Conteneur	CK1815