

Kits d'emballage complets BIOTAINER® homologués UN2814 et UN2900

- ▶ kits d'emballage homologués UN2814 & UN2900 - P620 ADR et 620 IATA pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie A
- ▶ adaptés aux expéditions en température ambiante



Kit pots 250 ml

- pot étanche résistant à la pression (95 kPa) en plastique PP
- fermeture du pot par bouchon vissant et joint en plastique PE
- feuille de tissu absorbant à l'intérieur du pot

Kit pot 1800 ml

- pot étanche résistant à la pression (95 kPa) en plastique PP
- fermeture du pot par bouchon vissant en plastique PP et joint en silicone avec anneau d'inviolabilité
- feuille de tissu absorbant et 2 bandes de calage à l'intérieur du pot

Kit pot 12000 ml

- pot étanche résistant à la pression (95 kPa) en acier, kit sans pot également disponible
- fermeture du pot par couvercle à levier avec anneau d'inviolabilité
- 4 feuilles de tissu absorbant à l'intérieur du pot, selon modèle



contenu	Kit pot 250 ml	Kit pot 1800 ml	Kit pot 12000 ml	Emballage sans pot
dimensions externes	110 x 100 x 220 mm	150 x 165 x 205 mm	270 x 260 x 370 mm	
dimensions internes	97 x 97 x 212 mm	140 x 140 x 195 mm	270 x 260 x 370 mm	
pot	Ø40 x h185 mm	Ø125 x h145 mm	Ø230 x h295 mm	-
câlage	1 bande carton	2 bandes en carton	4 bandes en carton	-
absorbant	1 feuille	1 feuille	4 feuilles	-
Kit complet	CX1100 1	CX1110 2	CX1120	CX1130

Kits d'emballage complets CRYOPACK® homologués UN2814 et UN2900

- ▶ kits d'emballage homologués UN2814 & UN2900 - P620 ADR et 620 IATA pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides catégorie A
- ▶ adaptés aux expéditions en température dirigée, en frais (+2° / +8°C) et en congélation (jusqu'à -60°C)



Kit pots 1800 ml

- enveloppe en carton
- coque moulée en polystyrène 60 mm
- calage en mousse polyéthylène
- pot BIOTAINER avec couvercle en polystyrène
- feuille de tissu absorbant à l'intérieur du pot

Kit pot 6000 ml

- enveloppe en carton avec poignées
- barrière isotherme en polyuréthane 30 mm avec sachet plastique
- pot étanche en acier
- fermeture du pot par couvercle à levier avec anneau d'inviolabilité
- 4 feuilles de tissu absorbant et 4 bandes de calage à l'intérieur du pot

Kit pot 12000 ml

- enveloppe en carton avec poignées
- barrière isotherme en polyuréthane 30 mm avec sachet plastique
- pot étanche en acier
- fermeture du pot par couvercle à levier avec anneau d'inviolabilité
- 4 feuilles de tissu absorbant et 4 bandes de calage à l'intérieur du pot



contenu	Kit pot 1800 ml	Kit pot 6000 ml	Emballage sans pot	Kit pot 12000 ml	Emballage sans pot
dimensions externes	335 x 295 x 375 mm	343 x 343 x 570 mm		343 x 343 x 730 mm	
pot	Ø125 x h145 mm	Ø230 x h170 mm	-	Ø230 x h295 mm	-
câlage	mousse PE	4 bandes en carton	-	4 bandes en carton	-
absorbant	1 feuille	4 feuilles	-	4 feuilles	-
Kit complet	CX1150 1	CX1160 2	CX1170	CX1180	CX1190