

Microtubes filetage externe AVEC capuchon vissable

Microwtubes 0,5, 1,5 et 2,0 ml avec capuchon

Tubes en polypropylène

Exempts RNase/DNase

Sans ADN humain

Autoclavables selon modèle

Apyrogènes

- ouverture rapide en 1/4 de tour
- dim. Ø 44 x h11 mm
- capuchon en polyéthylène ou polypropylène (selon modèle)
- lèvres de scellé flexible à l'intérieur du bouchon
- gamme de température de -196 à +110°C
- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- les microwtubes avec capuchons à joint d'étanchéité sont autoclavables



Microtubes		Tubes standard, bouchons non vissés		Tubes stériles, bouchons vissés		Tubes stériles gradués avec surface de marquage, bouchons vissés		
Capuchon vissable en polyéthylène à sommet plat								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1201	les 1000	DS1211	les 500	DS1221	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1202	les 1000	DS1212	les 500	DS1222	2 les 500
		coniques	DS1203	les 1000	DS1213	les 500	DS1223	les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1204	les 1000	DS1214	1 les 500	DS1224	les 500	
	coniques	DS1205	les 1000	DS1215	les 500	DS1225	les 500	
Capuchon vissable en polyéthylène								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1301	les 1000	DS1311	les 500	DS1321	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1302	les 1000	DS1312	3 les 500	DS1322	4 les 500
		coniques	DS1303	les 1000	DS1313	les 500	DS1323	les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1304	les 1000	DS1314	les 500	DS1324	les 500	
	coniques	DS1305	les 1000	DS1315	les 500	DS1325	les 500	
Capuchon vissable en polyéthylène avec boucle d'attache (fixées)								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1401	les 1000	DS1411	les 500	DS1421	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1402	les 1000	DS1412	les 500	DS1422	les 500
		coniques	DS1403	les 1000	DS1413	les 500	DS1423	les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1404	les 1000	DS1414	5 les 500	DS1424	6 les 500	
	coniques	DS1405	les 1000	DS1415	les 500	DS1425	les 500	
Capuchon vissable à sommet plat et rondelle d'étanchéité								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1501	les 1000	DS1511	les 500	DS1521	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1502	les 1000	DS1512	les 500	DS1522	les 500
		coniques	DS1503	les 1000	DS1513	7 les 500	DS1523	8 les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1504	les 1000	DS1514	les 500	DS1524	les 500	
	coniques	DS1505	les 1000	DS1515	les 500	DS1525	les 500	
Capuchon vissable en polypropylène avec rondelle d'étanchéité								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1601	les 1000	DS1611	les 500	DS1621	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1602	les 1000	DS1612	les 500	DS1622	les 500
		coniques	DS1603	les 1000	DS1613	les 500	DS1623	les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1604	les 1000	DS1624	les 500	DS1624	les 500	
	coniques	DS1605	les 1000	DS1625	9 les 500	DS1625	10 les 500	
Capuchon vissable en polypropylène avec boucle d'attache (fixées) et rondelle d'étanchéité								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1701	les 1000	DS1711	11 les 500	DS1721	12 les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1702	les 1000	DS1712	les 500	DS1722	les 500
		coniques	DS1703	les 1000	DS1713	les 500	DS1723	les 500
microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1704	les 1000	DS1714	les 500	DS1724	les 500	
	coniques	DS1705	les 1000	DS1715	les 500	DS1725	les 500	