


Microplaques PCR Amplate™ 0,2 ml avec ou sans jupe

Simport
**96
puits**


1



2




3

- plaques standard 96 puits (8 x 12) de 0,2 ml
- jupe large sous la plaque et puits surélevé de 1 ou 3 mm (selon modèle) sur la

- plaque, permettant d'aposer un code barre
- en polypropylène spécial faible adhérence, incolore
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide et cohérent grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- fonctionnement sans huile
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- certifiées RNase, DNase, apyrogènes et sans ADN
- emballage refermable inviolable

	référence					Prix HT	
	naturel	bleu	vert	rouges	jaune		
Plaques sans jupe, puits surélevé 3 mm	1	DS3825	DS3826	DS3827	DS3828	DS3829	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 3 mm	2	DS3855	DS3856	DS3857	DS3858	DS3859	les 100
Plaques avec jupe, puits surélevé 1 mm	3	DS3800	DS3801	DS3802	DS3803	DS3804	les 100
Barettes de 8 capuchons à dôme		DS3700	DS3701	DS3702	DS3703	DS3704	les 125
Barettes de 8 capuchons plats		DS3705	DS3706	DS3707	DS3708	DS3709	les 125

Microplaques deepwell 384 puits carrés 0,4 ml

**384
puits**
SBS
Simport



- en polypropylène
- 384 puits 3,8 x 3,8 mm
- centrifugation jusqu'à 6000 g
- format standard SBS : compatibles avec systèmes robotisés
- température : -196°C à +121°C
- grille alphanumérique
- coin biseauté pour faciliter l'orientation
- empilables
- exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes, résistantes au Diméthylsulfoxyde
- dim. : 127,76 x 85,48 x h41,6 mm

Coloris	référence	Prix HT
naturel	DS3990	les 24
bleu	DS3991	les 24
vert	DS3992	les 24
rose	DS3993	les 24
jaune	DS3994	les 24

Microplaques deepwell pour barrettes 0,6 ml

**96
puits**

- ▶ capacité : 12 barrettes de 8 microtubes
- ▶ barrettes amovibles ou fixées dans la microplaque, suivant modèle



- en polypropylène
- format standard SBS : compatibles avec les systèmes robotisés
- centrifugation : jusqu'à 6000 g
- résistantes au diméthylsulfoxyde
- température : -196°C à +121°C
- grille alphanumérique

- coin biseauté pour faciliter l'orientation
- empilables
- certifiées exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes
- dim. : 128 x 85 x h42 mm

	référence	Prix HT
Microplaques pour barrettes amovibles	DS3970	les 4
Microplaques pour barrettes fixées	DS3971	les 4