

## Boîtes COMBI-BOX™ pour microplaques

Stockage et manipulation  
d'échantillons PCR



- en PVC
- base blanche, couvercle transparent
- pour plaques 96 et 384 puits
- hauteur 40 mm
- empilables

	référence	Prix HT
Boîtes COMBI-BOX™ pour microplaques	DS3820 les 5	

## Supports COMBI-RACK™ pour microtubes

Support




- en polypropylène
- grille alphanumérique
- jusqu'à 96 microtubes, 12 barettes de 8 tubes PCR ou 1 microplaque
- température de -80 à +121°C
- empilables

référence	référence	Prix HT
Boîtes COMBI-RACK™ pour microtubes	DS3821 les 5	

## Boîtes PCRack™ pour microtubes et microplaques

Stockage et manipulation  
d'échantillons PCR




- en polypropylène
- pour le stockage et manipulation d'échantillons PCR
- pour tous les modèles de barrette de 8 ou 12 microtubes de 0,2 ml et plaque PCR 96 puits
- empilables
- clipsables les unes aux autres horizontalement

référence	référence	Prix HT
Boîtes PCRack™ bleues	DS3830 les 20	
Boîtes PCRack™ vertes	DS3831 les 20	
Boîtes PCRack™ oranges	DS3832 les 20	
Boîtes PCRack™ roses	DS3833 les 20	
Boîtes PCRack™ rouges	DS3834 les 20	
Boîtes PCRack™ jaunes	DS3835 les 20	
Boîtes PCRack™ assorties	DS3836 les 20	

## Supports polyvalents UniRack™

Faible encombrement

- en polypropylène
- grande résistance aux produits chimiques
- stables
- broches d'ancrage des unités entre elles
- peuvent être placés en biais pour une meilleure manipulation des tubes
- capacité 80 tubes de 10 et 12 mm
- pour tous types de tubes : microtubes capuchons à vis, flacons cryogéniques, tubes PCR ou tubes à centrifuger
- couvercles transparents en option



référence	référence	Prix HT
Boîtes UniRack™ bleus	DS3840 les 10	
Boîtes UniRack™ verts	DS3841 les 10	
Boîtes UniRack™ oranges	DS3842 les 10	
Boîtes UniRack™ roses	DS3843 les 10	
Boîtes UniRack™ rouges	DS3844 les 10	
Boîtes UniRack™ jaunes	DS3845 les 10	
<b>accessoires</b>		
Couvercles transparents	DS3846 les 10	