


## Tubes de culture en verre sodocalcique

## Tubes fond rond



capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
4 ml	8,20 mm	9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AD10075	les 250
6 ml	10,10 mm	11,60 mm	75 mm	0,50 mm	AD10075T	les 550
6 ml	10,20 mm	11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AD12075	les 250
10 ml	11,10 mm	12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AD13100	les 250
15 ml	13,95 mm	15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AD16100	les 250
22 ml	13,55 mm	16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AD16150	les 250
27 ml	14,40 mm	16,00 mm	160 mm	0,55 mm	AD16160	les 500
28 ml	15,00 mm	18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD18150	les 250
34 ml	17,20 mm	20,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD20150	les 100
47 ml	17,15 mm	19,25 mm	200 mm	0,85 mm	AD19200	les 250

Tubes fond plat  
fermeture à vis, capuchon aluminium

- livrés sans capuchon
- capuchons à vis en aluminium avec joint caoutchouc qualité pharmaceutique, autoclavables

capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
24 ml	14,2 mm	17,7 mm	144 mm	1,05 mm	ABP18145	les 250
capuchons						
Capuchons à vis en aluminium						AB18420 les 500

## Tubes de culture en verre borosilicaté 3.3

## Tubes fond rond



capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
4 ml	8,20 mm	9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AB10075	les 250
6 ml	10,20 mm	11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AB12075	les 250
10 ml	11,10 mm	12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AB13100	les 250
15 ml	13,95 mm	15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AB16100	les 250
22 ml	13,55 mm	16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AB16150	les 250
28 ml	15,00 mm	18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AB18150	les 250

Tubes fond rond  
fermeture à vis, capuchon PP

- livrés sans capuchon
- capuchons à vis avec joint caoutchouc qualité pharmaceutique, autoclavables

capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	filetage	référence	Prix HT
tubes de culture en verre borosilicaté à fond rond							
5 ml	10,7 mm	12,7 mm	h100 mm	1,00 mm	GL13	ABR13100	les 250
11 ml	14,0 mm	16,0 mm	h100 mm	1,05 mm	GL15	ABR16100	les 250
14 ml	14,0 mm	16,0 mm	h125 mm	1,05 mm	GL15	ABR16125	les 250
18 ml	14,0 mm	16,0 mm	h150 mm	1,05 mm	GL15	ABR16150	les 250
34 ml	17,7 mm	20,0 mm	h150 mm	1,15 mm	GL18	ABR20150	les 125
capuchons en PP							
capuchons PP filetage GL13						AB13415	les 1000
capuchons PP filetage GL15						AB15415	les 1000
capuchons PP filetage GL18						AB18415	les 500