

Tubes à hémolyse en plastique

Tubes à fond rond



PLASTIQUE
polypropylène

- translucide
- centrifugation : jusqu'à 7500 g



capacité	type	Ø ext. x h	Ø intérieur	référence	Prix HT
3 ml		Ø 11,4 x h55 mm	Ø 9,9 mm	AX38621	les 100
5 ml	gradué	Ø 11,7 x h75 mm	Ø 10,3 mm	AX38622	les 100
5 ml		Ø 11,7 x h75 mm	Ø 10,2 mm	AX39604	les 100
5 ml		Ø 12,7 x h75 mm	Ø 10,9 mm	AX38623	les 100
5 ml	gradué	Ø 15,5 x h50 mm	Ø 13,7 mm	AX39605	les 100
6 ml		Ø 11,9 x h88 mm	Ø 10,3 mm	AX38624	les 100
7 ml	gradué	Ø 12,7 x h100 mm	Ø 11,0 mm	AX38625	les 100
10 ml	gradué	Ø 15,5 x h95 mm	Ø 13,7 mm	AX38626	les 100
10 ml		Ø 15,8 x h100 mm	Ø 13,7 mm	AX39606	les 100

Tubes à fond rond



PLASTIQUE
polystyrène

- transparent
- centrifugation : jusqu'à 7500 g



capacité	type	Ø ext. x h	Ø intérieur	référence	Prix HT
3 ml		Ø 11,5 x h55 mm	Ø 10,0 mm	AX38601	les 100
4 ml		Ø 10,8 x h70 mm	Ø 9,1 mm	AX38602	les 100
5 ml		Ø 11,8 x h75 mm	Ø 10,2 mm	AX39601	les 100
5 ml	gradué	Ø 11,8 x h75 mm	Ø 10,3 mm	AX38603	les 100
5 ml	paroi épaisse	Ø 11,8 x h75 mm	Ø 10,0 mm	AX39602	les 100
5 ml		Ø 12,9 x h75 mm	Ø 10,9 mm	AX38604	les 100
6 ml	gradué	Ø 12,0 x h88 mm	Ø 10,4 mm	AX38605	les 100
7 ml		Ø 12,9 x h100 mm	Ø 11,0 mm	AX38606	les 100
10 ml	gradué	Ø 15,8 x h95 mm	Ø 13,8 mm	AX38607	les 100
11 ml		Ø 16,0 x h100 mm	Ø 13,8 mm	AX39603	les 100
20 ml		Ø 16,3 x h150 mm	Ø 14,6 mm	AX38608	les 100

Bouchons en PE



- bouchons en polyéthylène blanc, rose, rouge, vert, bleu ou noir
- autres coloris sur demande : fabrication spéciale à partir de 50 000 bouchons

pour tube Ø int.	blanc	rose	rouge	vert	bleu	noir	Prix HT
9,1 mm	AX38711	-	-	-	-	-	les 100
9,9 / 10,0 mm	AX38701	AX38702	AX38703	AX38704	-	-	les 100
10,2 / 10,4 mm	AX38721	-	AX38723	AX38724	AX38725	AX38726	les 100
10,9 / 11,0 mm *	AX38731	AX38732	AX38733	AX38734	AX38735	AX38736	les 100
13,7 / 13,8 mm	AX38741	-	AX38743	AX38744	AX38745	-	les 100
14,6 mm	-	-	AX38753	-	-	-	les 100


* bouchons à ailettes

Tubes à bouchon hermétique fond rond



PLASTIQUE
polystyrène

- transparent



capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	étiquette	référence	Prix HT
5 ml	Ø 13,0 x 75,0 mm	83,4 mm	étiquette	AX3981	les 100
5 ml	Ø 13,0 x 75,0 mm	84,0 mm		AX3012	les 100
10 ml	Ø 16,0 x 95,0 mm	105,0 mm	étiquette	AX3982	les 100
11 ml	Ø 16,0 x 100,0 mm	110,4 mm	étiquette	AX3983	les 100
11 ml	Ø 16,0 x 100,0 mm	110,0 mm		AX3013	les 100

Tubes 12 ml fond rond avec jupe bouchon à vis



PLASTIQUE
polystyrène

- livrés avec bouchon
- modèles stériles, livrés en emballage individuel



PLASTIQUE
polypropylène



capacité	dim. tubes	haut. avec bouchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			standard		stériles	
tubes en polystyrène transparent						
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	AX38662	les 100	AX38663	les 100
tubes en polypropylène transucide						
12 ml	Ø 16,3x102,5 mm	104 mm	AX38671	les 100	AX38672	les 100