


Tubes à centrifuger en verre

Tubes à centrifuger sans rebord


AR-Glas

VERRE
sodocalcique

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	rond	non gradué	17 x 98 mm	FS1000	les 100
	conique	non gradué	17 x 98 mm	FS1040	les 100
	rond	non gradué	17 x 110 mm	FS1002	les 100
	conique	non gradué	17 x 112 mm	FS1042	les 100
	conique	0-10 ml / 15 ml	17 x 112 mm	FS1043	les 100
	conique	0 - 15 ml	17 x 112 mm	FS1044	les 100

Tubes à centrifuger sans rebord


LMR®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT
6 ml	rond	non gradué	12 x 100 mm	TD6	
	rond	non gradué	16 x 100 mm	TD12	
12 ml	rond	0 - 12 ml	16 x 100 mm	TD13	
	conique	non gradué	16 x 100 mm	TD9	
25 ml	rond	non gradué	24 x 100 mm	TD14	
	rond	0 - 25 ml	24 x 100 mm	TD61	
	pointu 60°	non gradué	24 x 100 mm	TDP14	
	rond	non gradué	34 x 100 mm	TD17	
50 ml	rond	0 - 50 ml	34 x 100 mm	TD62	
	pointu 60°	non gradué	34 x 100 mm	TDP17	
	rond	non gradué	44 x 100 mm	TD24	
	rond	0 - 80 ml	44 x 100 mm	TD63	
80 ml	pointu 60°	non gradué	44 x 100 mm	TDP18	
	rond	non gradué	40 x 115 mm	TD26	
	pointu 60°	non gradué	40 x 115 mm	TDP19	
250 ml	rond	non gradué	56 x 147 mm	TD36	
	rond	0 - 250 ml	56 x 147 mm	TD64	

Tubes à centrifuger avec rebord


AR-Glas

VERRE
sodocalcique

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	conique	non gradué	17 x 98 mm	FS1041	les 100
	conique	non gradué	17 x 112 mm	FS1032	les 100
	conique	0-10 ml / 15 ml	17 x 112 mm	FS1033	les 100
	conique	0 - 15 ml	17 x 112 mm	FS1034	les 100

Tubes à centrifuger avec rebord

LMR®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT
15 ml	conique	non gradué	17 x 112 mm	TD20	les 100
	conique	0 - 15 ml	17 x 112 mm	TD60	les 100

Tubes à centrifuger sans rebord

DURAN GROUP

VERRE
borosilicaté 3.3

- fond conique, angle 30° ou 60°
- paroi épaisse, très résistants à la sollicitation mécanique
- partie à densité élevée de matières solides se concentre au centre du fond conique
- possibilité de réunir et de séparer des faibles quantités de matières solides

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT
12 ml	pointu 30°	non gradué	16 x 100 mm	GW2936	les 50
25 ml	pointu 60°	non gradué	24 x 100 mm	GW2937	les 10
50 ml	pointu 60°	non gradué	34 x 100 mm	GW2938	les 10