

TUBES À CENTRIFUGER

Tubes à centrifuger en polypropylène fond conique, fermeture à vis



- polypropylène haute transparence
- fond conique avec ou sans jupe
- graduations moulées
- bouchon polyéthylène hermétique



capacité	fond	stérile	emballage	vitesse max.	dimensions	condit.	référence	Prix HT
15 ml	fond conique	aseptique	vrac	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	1 x 100	LX3990 1	les 100
		stérile	vrac	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	1 x 100	LX3991	les 100
		stérile	emb. individuel	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	100 x 1	LX3992	les 100
50 ml	fond conique	aseptique	vrac	12 000 g	29,5 x 117,5 mm	1 x 100	LX54100 2	les 100
		stérile	emb. individuel	7 000 g	29,5 x 117,5 mm	100 x 1	LX54120 4	les 100
	fond conique et jupe	aseptique	vrac	12 000 g	29,5 x 117,5 mm	1 x 100	LX54115 3	les 100
		stérile	emb. individuel	7 000 g	29,5 x 117,5 mm	100 x 1	LX54125 5	les 100

Tubes fond rond



- polypropylène : stérilisables à l'autoclave, résistants aux acides, température maximum +120°C
- TPX : parfaitement transparents, stérilisables à l'autoclave, résistants aux acides, température max. +170°C



capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		TPX® fond rond		polypropylène fond rond	
7 ml	Ø 12 x 100 mm	PL1310	les 10	PL1330	les 10
10 ml	Ø 16 x 100 mm	PL1311	les 10	PL1331	les 10
16 ml	Ø 18 x 100 mm	PL1312	les 10	PL1332	les 10
26 ml	Ø 24 x 90 mm	PL1313	les 10	PL1333	les 10
30 ml	Ø 20 x 100 mm	PL1314	les 10	PL1334	les 10
31 ml	Ø 24 x 95 mm	PL1315	les 10	PL1335	les 10
48 ml	Ø 30 x 100 mm	PL1316	les 10	PL1336	les 10
75 ml	Ø 35 x 100 mm	PL1317	les 10	PL1337	les 10
110 ml	Ø 40 x 120 mm	PL1318	les 10	PL1338	les 10
160 ml	Ø 45 x 120 mm	PL1319	les 10	PL1339	les 10
200 ml	Ø 50 x 120 mm	PL1320	les 10	PL1340	les 10

Tubes fond conique



- polypropylène : stérilisables à l'autoclave, résistants aux acides, température maximum +120°C
- TPX : parfaitement transparents, stérilisables à l'autoclave, résistants aux acides, température max. +170°C



capacité	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		TPX® fond conique		polypropylène fond conique	
10 ml	Ø 16 x 108 mm	PL1350	les 10	PL1360	les 10
16 ml	Ø 18 x 120 mm	PL1351	les 10	PL1361	les 10

Bouchons en polyéthylène



pour tube	référence	Prix HT
7 ml	PL1370	les 10
10 ml	PL1371	les 10
16 ml	PL1372	les 10
16 ml	PL1374	les 10
30 ml	PL1375	les 10
31 ml	PL1376	les 10
48 ml	PL1377	les 10
75 ml	PL1378	les 10
110 ml	PL1379	les 10
160 ml	PL1380	les 10
200 ml	PL1380	les 10