

Tubes gradués 50 ml à fond conique

PLASTIQUE
polypropylène

Simport

modèles stériles

Transport et stockage de l'urine, des crachats et la plupart des liquides ou des échantillons de particules

- tubes en polypropylène
- bouchons à vis en polyéthylène
- parfaitement étanches
- fond conique, avec jupe
- graduations moulées, incrément 5 ml
- incassables
- résistants aux produits chimiques
- gamme de température de -90°C à +121°C



capacité	stériles	dimensions	bouchon	référence	Prix HT
50 ml	-	Ø30 x h115 mm	Vert	DS3461	les 500
50 ml	stériles	Ø30 x h115 mm	Jaune	DS3462	les 500

Tubes gradués 30 ml à fond conique

PLASTIQUE
polypropylène

Simport

modèles stériles

Transport et stockage de l'urine, des crachats et la plupart des liquides ou des échantillons de particules

- tubes en polypropylène
- bouchons à vis en polyéthylène blanc, pastilles d'identification en option
- parfaitement étanches
- fond conique, avec jupe
- graduations moulées, incrément 5 ml
- incassables
- résistants aux produits chimiques
- température de -90°C à +121°C



capacité	stériles	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	stériles	Ø23,5 x h111 mm	DS3463	les 500
30 ml	-	Ø23,5 x h111 mm	DS3464	les 500

Tubes de culture stériles gradués

PLASTIQUE
polypropylène

PLASTIQUE
polystyrène



- graduation imprimée
- zone de marquage
- avec bouchon pression (cap snap)
- fond rond

capacité	dim.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		en polypropylène		en polystyrène	
5 ml	12 x 75 mm	DS4350	les 500	DS4360	les 500
14 ml	17 x 95 mm	DS4351	les 500	DS4361	les 500

Pastilles d'identification



- espace de marquage
- compatibles avec tous les capuchons, sauf les plats
- clipsables sans dévisser le tube

référence	référence	Prix HT
Pastilles d'identification		
Bleu	● DS1062	les 500
Gris	● DS1071	les 500
Vert	● DS1063	les 500
Lilas	● DS1064	les 500
Orange	● DS1065	les 500
Rose	● DS1072	les 500
Rouge	● DS1066	les 500
Violet	● DS1073	les 500
Blanc	○ DS1068	les 500
Jaune	● DS1067	les 500
Assortis	● DS1070	les 500