

## Tubes de transport filetage externe

**PLASTIQUE**  
 Polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément



capacité	dimensions	référence		Prix HT	
		tubes	capuchons		
7 ml	Ø 13,4 x h84 mm	DS4201 les 1000	0,00 €	DS4213* les 1000	0,00 €
10 ml	Ø 16,6 x h85 mm	DS4202 les 1000	0,00 €	DS4210 les 1000	0,00 €

\* capuchons identifiables : possibilité d'ajouter une pastille d'identification sur le capuchon

## Tubes de transport filetage externe graduations imprimées

**PLASTIQUE**  
 Polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément



capacité	dimensions	référence		Prix HT	
10 ml	Ø 16,6 x h85 mm	DS4203 les 1000	0,00 €	capuchons	
capuchons standard		DS4210 les 1000	0,00 €		
capuchons avec double joint d'étanchéité silicone		DS4211 les 1000	0,00 €		

## Tubes de transport inviolables filetage externe - graduations gravées

**PLASTIQUE**  
 Polypropylène

- tubes en polypropylène non toxique
- capuchons en polyéthylène avec lèvres de scellé et rondelle d'invulnérabilité
- incrément 0,5 ml
- tubes anti-fuite testés à 95 kPa
- bouchons jupe longue avec lèvres de scellé garantissant une excellente étanchéité
- tubes et capuchons vendus séparément



capacité	dimensions	référence		Prix HT	
		tubes	capuchons		
5 ml	Ø 16,6 x h65 mm	DS4220 les 1000	0,00 €	DS4230 les 1000	0,00 €
10 ml	Ø 16,6 x h84 mm	DS4222 les 1000	0,00 €	DS4230 les 1000	0,00 €
12 ml	Ø 16,6 x h102 mm	DS4223 les 1000	0,00 €	DS4230 les 1000	0,00 €
30 ml	Ø 25,3 x h111 mm	DS4224 les 500	0,00 €	DS4232* les 500	0,00 €

\* capuchons identifiables : possibilité d'ajouter une pastille d'identification sur le capuchon