

Tubes à échantillons filetage interne

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- pour le stockage et le transport de matériel biologique
- températures admissibles de -196 à +121°C
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4130 les 1000	
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4131 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h72 mm	fond rond	DS4132 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4133 les 1000	
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4134 les 1000	

capuchons avec joint d'étanchéité, autoclavables

capuchons à jupe longue naturels	DS4140	les 1000
capuchons à jupe longue bleus	DS4141	les 1000
capuchons à jupe longue verts	DS4142	les 1000
capuchons à jupe longue lilas	DS4143	les 1000
capuchons à jupe longue oranges	DS4144	les 1000
capuchons à jupe longue rouges	DS4145	les 1000
capuchons à jupe longue jaunes	DS4146	les 1000
capuchons à jupe longue blancs	DS4147	les 1000

Tubes à échantillons filetage externe

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- pour le stockage et le transport de matériel biologique
- en polypropylène non toxique
- températures admissibles de -196 à +121°C
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
tubes avec jupe				
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4150 les 1000	
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4151 les 1000	
3 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4152 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h76 mm	avec jupe	DS4153 les 1000	
5 ml	Ø 12,5 x h93 mm	avec jupe	DS4154 les 1000	

tubes fond rond				
2 ml	Ø 12,5 x h48 mm	fond rond	DS4155 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h75 mm	fond rond	DS4156 les 1000	
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4157 les 1000	

capuchons en option, ci-dessous

Tubes gradués filetage externe

PLASTIQUE
polypropylène



- tubes anti-fuite testés à 13,8 PSI (95 kPa)
- pour le stockage et le transport de matériel biologique
- en polypropylène non toxique
- températures admissibles de -196 à +121°C
- zone de marquage
- centrifugeables et autoclavables
- livrés sans capuchons

capacité	dimensions	type	référence	Prix HT
tubes avec jupe				
1,2 ml	Ø 12,5 x h43 mm	avec jupe	DS4160 les 1000	
2 ml	Ø 12,5 x h49 mm	avec jupe	DS4161 les 1000	
3 ml	Ø 12,5 x h72 mm	avec jupe	DS4162 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h76 mm	avec jupe	DS4163 les 1000	
5 ml	Ø 12,5 x h93 mm	avec jupe	DS4164 les 1000	

tubes fond rond				
2 ml	Ø 12,5 x h48 mm	fond rond	DS4165 les 1000	
4 ml	Ø 12,5 x h75 mm	fond rond	DS4166 les 1000	
5 ml	Ø 12,5 x h92 mm	fond rond	DS4167 les 1000	

capuchons en option, ci-contre

Capuchons pour tubes à échantillons filetage externe

PLASTIQUE
polypropylène



- capuchons autoclavables
- jupe longue

	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	capuchons avec lèvres de scellé		capuchons avec rondelle d'étanchéité	
Naturel	les 1000	DS4170	DS4180	
Bleu	les 1000	DS4171	DS4181	
Vert	les 1000	DS4172	DS4182	
Gris	les 1000	DS4173	DS4183	
Lilas	les 1000	DS4174	DS4184	
Orange	les 1000	DS4175	DS4185	
Rouge	les 1000	DS4176	DS4186	
Blanc	les 1000	DS4177	DS4187	
Jaune	les 1000	DS4178	DS4188	