

Tuyaux Manifold pour pompes péristaltiques

Tuyaux standard en PVC


- pour opérations de routine (Ø interne du tuyau pré-déterminé)
- le diamètre interne du tuyau est marqué à l'extérieur du tuyau
- par 12 tuyaux, long. 406 mm, 2 cavaliers espacés de 152 mm

référence	épaisseur	code couleur	Ø int. / ext.	Prix HT
le sachet de 12 tuyaux				
XP2000	0,940 mm	orange et noir	Ø 0,127 / 2,007 mm	
XP2001	0,921 mm	orange et rouge	Ø 0,191 / 2,032 mm	
XP2002	0,914 mm	orange et bleu	Ø 0,254 / 2,083 mm	
XP2003	0,914 mm	orange et vert	Ø 0,381 / 2,209 mm	
XP2004	0,914 mm	orange et jaune	Ø 0,508 / 2,337 mm	
XP2005	0,914 mm	orange et blanc	Ø 0,635 / 2,464 mm	
XP2006	0,838 mm	noir	Ø 0,762 / 2,438 mm	
XP2007	0,838 mm	orange	Ø 0,889 / 2,565 mm	
XP2008	0,838 mm	blanc	Ø 1,016 / 2,692 mm	
XP2009	0,838 mm	rouge	Ø 1,143 / 2,819 mm	
XP2010	0,838 mm	rouge et gris	Ø 1,219 / 2,896 mm	
XP2011	0,838 mm	gris	Ø 1,295 / 2,972 mm	
XP2012	0,838 mm	jaune	Ø 1,422 / 3,099 mm	
XP2013	0,838 mm	jaune et bleu	Ø 1,524 / 3,200 mm	
XP2014	0,838 mm	bleu	Ø 1,651 / 3,327 mm	
XP2015	0,838 mm	vert	Ø 1,854 / 3,531 mm	
XP2016	0,838 mm	violet	Ø 2,057 / 3,734 mm	
XP2017	0,838 mm	violet et noir	Ø 2,286 / 3,962 mm	
XP2018	0,838 mm	violet et orange	Ø 2,540 / 4,216 mm	
XP2019	0,838 mm	violet et blanc	Ø 2,794 / 4,470 mm	
XP2020	0,838 mm	blanc et noir	Ø 3,175 / 4,851 mm	

Tuyaux en VITON® pour acides

- pour l'utilisation avec des acides ou des bases
- livrés en sachet de 12 tuyaux long. 178 mm avec 2 cavaliers espacés de 127 mm

référence	épaisseur	code couleur	Ø int. / ext.	Prix HT
le sachet de 12 tuyaux				
XP2304	0,914 mm	orange et jaune	Ø 0,508 / 2,337 mm	
XP2305	0,914 mm	orange et blanc	Ø 0,635 / 2,464 mm	
XP2306	0,914 mm	noir	Ø 0,762 / 2,591 mm	
XP2307	0,914 mm	orange	Ø 0,889 / 2,718 mm	
XP2308	0,914 mm	blanc	Ø 1,016 / 2,845 mm	
XP2309	0,914 mm	rouge	Ø 1,143 / 2,972 mm	
XP2311	0,914 mm	gris	Ø 1,295 / 3,124 mm	
XP2312	0,914 mm	jaune	Ø 1,422 / 3,251 mm	
XP2313	0,914 mm	jaune et bleu	Ø 1,524 / 3,352 mm	
XP2314	0,914 mm	bleu	Ø 1,651 / 3,480 mm	
XP2315	0,914 mm	vert	Ø 1,854 / 3,683 mm	
XP2316	0,914 mm	violet	Ø 2,057 / 3,886 mm	
XP2317	0,914 mm	violet et noir	Ø 2,286 / 4,115 mm	
XP2318	0,939 mm	violet et orange	Ø 2,540 / 4,419 mm	
XP2319	0,939 mm	violet et blanc	Ø 2,794 / 4,674 mm	



Tuyaux en silicone pur

- excellente résistance aux acides, bases et solutions agressives
- livrés en sachet de 12 tuyaux long. 406 mm avec 2 cavaliers espacés de 152 mm

référence	épaisseur	code couleur	Ø int. / ext.	Prix HT
le sachet de 6 tuyaux				
XP2205	0,915 mm	orange et blanc	Ø 0,635 / 2,464 mm	
XP2206	0,915 mm	noir	Ø 0,762 / 2,591 mm	
XP2207	0,915 mm	orange	Ø 0,889 / 2,718 mm	
XP2208	0,915 mm	blanc	Ø 1,016 / 2,845 mm	
XP2209	0,915 mm	rouge	Ø 1,143 / 2,972 mm	
XP2211	0,915 mm	gris	Ø 1,295 / 2,972 mm	
XP2212	0,915 mm	jaune	Ø 1,422 / 3,251 mm	
XP2221	0,915 mm	transparent	Ø 1,473 / 3,302 mm	
XP2213	0,915 mm	jaune et bleu	Ø 1,524 / 3,352 mm	
XP2214	0,915 mm	bleu	Ø 1,651 / 3,480 mm	
XP2215	0,915 mm	vert	Ø 1,854 / 3,683 mm	
XP2216	0,915 mm	violet	Ø 2,057 / 3,896 mm	
XP2217	0,927 mm	violet et noir	Ø 2,286 / 4,140 mm	
XP2218	0,915 mm	violet et orange	Ø 2,540 / 4,369 mm	
XP2219	0,915 mm	violet et blanc	Ø 2,794 / 4,623 mm	

Tuyaux PVC spéciaux pour solvants

- pour solvants tels que alcool ou solvants organiques
- cavaliers codés en couleur
- livrés en sachet de 12 tuyaux long. 406 mm avec 2 cavaliers espacés de 140 mm

référence	épaisseur	code couleur	Ø int. / ext.	Prix HT
le sachet de 12 tuyaux				
XP2102	0,914 mm	orange et bleu	Ø 0,254 / 2,083 mm	
XP2103	0,914 mm	orange et vert	Ø 0,381 / 2,209 mm	
XP2104	0,914 mm	orange et jaune	Ø 0,508 / 2,337 mm	
XP2105	0,914 mm	orange et blanc	Ø 0,635 / 2,464 mm	
XP2106	0,838 mm	noir	Ø 0,762 / 2,438 mm	
XP2107	0,838 mm	orange	Ø 0,889 / 2,565 mm	
XP2108	0,838 mm	blanc	Ø 1,016 / 2,692 mm	
XP2109	0,838 mm	rouge	Ø 1,143 / 2,819 mm	
XP2111	0,838 mm	gris	Ø 1,295 / 2,972 mm	
XP2112	0,838 mm	jaune	Ø 1,422 / 3,099 mm	
XP2113	0,838 mm	jaune et bleu	Ø 1,524 / 3,200 mm	
XP2114	0,838 mm	bleu	Ø 1,651 / 3,327 mm	
XP2115	0,838 mm	vert	Ø 1,854 / 3,531 mm	
XP2116	0,838 mm	violet	Ø 2,057 / 3,734 mm	
XP2117	0,838 mm	violet et noir	Ø 2,286 / 3,962 mm	
XP2118	0,838 mm	violet et orange	Ø 2,540 / 4,216 mm	
XP2119	0,838 mm	violet et blanc	Ø 2,794 / 4,470 mm	