

Un raccord diamètre nominal 8 mm, convient exactement pour un tuyau de diamètre intérieur 8 mm.

Raccords de tubes métriques

Raccords droits



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|---|--------------|-----------|---------|
| raccords droits en polypropylène | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87014 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87016 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87018 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B870110 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B870112 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B870114 | les 10 |
| raccords droits en PVDF | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87104 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87106 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87108 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B871010 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B871012 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B871014 | les 10 |

Raccords droits et réducteurs coniques



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|--|--------------|-----------|---------|
| raccords droits à embouts coniques en polypropylène | | | |
| | 3 à 5 | B87004 | les 10 |
| | 5 à 7 | B87006 | les 10 |
| | 7 à 9 | B87008 | les 10 |
| | 9 à 11 | B870010 | les 10 |
| | 11 à 13 | B870012 | les 10 |
| | 13 à 15 | B870014 | les 10 |
| réducteurs à raccords coniques | | | |
| 4 à 8 mm | 8 à 10 | B870348 | les 10 |
| 4 à 8 mm | 12 à 26 | B8703412 | les 10 |
| 8 à 12 mm | 12 à 16 | B8703812 | les 10 |

Raccords en T



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| raccords en T en polypropylène | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87054 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87056 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87058 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B870510 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B870512 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B870514 | les 10 |
| raccords en T en PVDF | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87114 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87116 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87118 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B871110 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B871112 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B871114 | les 10 |

Raccords universels coniques



| matériau | référence | Prix HT |
|---------------|-----------|---------|
| polypropylène | B8700417 | les 10 |
| PVDF | B8710417 | les 10 |

Accouplements coniques



• en polypropylène

| Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|--------------|-----------|---------|
| 3 à 5 mm | B87044 | les 10 |
| 5 à 7 mm | B87046 | les 10 |
| 7 à 10 mm | B87048 | les 10 |
| 9 à 12 mm | B870410 | les 10 |
| 11 à 14 mm | B870412 | les 10 |
| 13 à 16 mm | B870414 | les 10 |

Raccords coudés à 90°



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|-------------------------|--------------|-----------|---------|
| raccords en PP | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87074 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87076 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87078 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B870710 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B870712 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B870714 | les 10 |
| raccords en PVDF | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87134 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87136 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87138 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B871310 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B871312 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B871314 | les 10 |

Raccords en Y



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| raccords en Y en polypropylène | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87064 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87066 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87068 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B870610 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B870612 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B870614 | les 10 |
| raccords en Y en PVDF | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87124 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87126 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87128 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B871210 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B871212 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B871214 | les 10 |

Raccords en croix



| Ø nominal | Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| raccords en X en polypropylène | | | |
| 4 mm | 3 à 5 | B87084 | les 10 |
| 6 mm | 5 à 7 | B87086 | les 10 |
| 8 mm | 7 à 9 | B87088 | les 10 |
| 10 mm | 9 à 11 | B870810 | les 10 |
| 12 mm | 11 à 13 | B870812 | les 10 |
| 14 mm | 13 à 15 | B870814 | les 10 |

soupapes anti-retour



• embouts coniques

| Ø int. tuyau | référence | Prix HT |
|--------------|-----------|---------|
| 8 à 10 mm | B87140810 | les 10 |