

- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

## Creusets en porcelaine

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
<b>Creusets forme basse</b>			
5 ml	Ø30x19 mm	HG1001	
10 ml	Ø35x22 mm	HG1002	
15 ml	Ø40x25 mm	HG1003	
20 ml	Ø45x28 mm	HG1004	
35 ml	Ø50x32 mm	HG1005	
60 ml	Ø60x38 mm	HG1006	
90 ml	Ø70x44 mm	HG1007	
<b>Creusets forme moyenne</b>			
10 ml	Ø30x25 mm	HG1027	
12 ml	Ø35x28 mm	HG1020	
20 ml	Ø40x32 mm	HG1021	
30 ml	Ø45x36 mm	HG1022	
45 ml	Ø50x40 mm	HG1023	
80 ml	Ø60x48 mm	HG1024	
120 ml	Ø70x56 mm	HG1025	
200 ml	Ø80x62 mm	HG1026	
<b>Creusets forme haute</b>			
15 ml	Ø30x38 mm	HG1010	
25 ml	Ø35x44 mm	HG1011	
35 ml	Ø40x50 mm	HG1012	
50 ml	Ø45x56 mm	HG1013	
75 ml	Ø50x62 mm	HG1014	
120 ml	Ø60x75 mm	HG1015	



- conformes à la norme DIN 12904
- livrés sans couvercle

### Couvercles



- conformes à la norme DIN 12904 (excepté HG1030 et HG1060)

dim. (Ø)	référence	Prix HT
Ø 30 mm	HG1030	
Ø 35 mm	HG1035	
Ø 40 mm	HG1040	
Ø 45 mm	HG1045	
Ø 50 mm	HG1050	
Ø 60 mm	HG1060	
Ø 70 mm	HG1070	
Ø 80 mm	HG1080	

## Creusets de Gooch



- base perforée

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
17 ml	Ø30x36 mm	JP2460	
25 ml	Ø35x43 mm	JP2461	
35 ml	Ø39x49 mm	JP2462	
120 ml	Ø60x71 mm	JP2463	

## Creusets de Gooch



### Creusets sans base

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
<b>Creusets forme tulipe</b>			
25 ml	Ø39x42mm	HG1182	
35 ml	Ø42x45mm	HG1183	
<b>Creusets forme droite</b>			
25 ml	Ø35x41mm	HG1185	

### Base perforée

dim. (Ø)	référence	Prix HT
Ø 22 mm	HG1184	
Ø 25 mm	HG1186	

### Couvercles

dim. (Ø)	référence	Prix HT
Ø 35 mm	HG7952	
Ø 43 mm	HG7953	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
<b>Creusets forme basse</b>			
8 ml	Ø30x20 mm *	HG7910	
11 ml	Ø35x23 mm *	HG7911	
20 ml	Ø40x26 mm *	HG7912	
25 ml	Ø45x29 mm *	HG7913	
40 ml	Ø50x32 mm *	HG7914	
65 ml	Ø60x38 mm *	HG7915	
95 ml	Ø70x47 mm *	HG7916	
180 ml	Ø83x55 mm	HG7917	
<b>Creusets forme moyenne</b>			
5 ml	Ø25x20 mm	HG7920	
10 ml	Ø30x25 mm	HG7921	
13 ml	Ø35x28 mm *	HG7922	
20 ml	Ø40x32 mm *	HG7923	
38 ml	Ø45x36 mm *	HG7924	
50 ml	Ø50x40 mm *	HG7925	
60 ml	Ø52x43 mm	HG7926	
90 ml	Ø60x50 mm *	HG7927	
110 ml	Ø63x55 mm	HG7928	
150 ml	Ø70x60 mm *	HG7929	
230 ml	Ø82x65 mm	HG7930	
300 ml	Ø89x75 mm	HG7931	
<b>Creusets forme haute</b>			
11 ml	Ø26x34 mm	HG7940	
15 ml	Ø30x38 mm *	HG7941	
24 ml	Ø35x44 mm *	HG7942	
40 ml	Ø40x51 mm *	HG7943	
50 ml	Ø46x58 mm *	HG7944	
85 ml	Ø51x65 mm *	HG7945	
140 ml	Ø60x79 mm *	HG7946	

## Creusets en porcelaine



- conformes à la norme DIN 12904\*
- livrés sans couvercle

### Couvercles



- conformes à la norme DIN 12904

dim. (Ø)	référence	Prix HT
Ø 28 mm	HG7950	
Ø 32 mm	HG7951	
Ø 35 mm	HG7952	
Ø 43 mm	HG7953	
Ø 46 mm	HG7954	
Ø 52 mm	HG7955	
Ø 60 mm	HG7956	
Ø 68 mm	HG7957	
Ø 75 mm	HG7958	
Ø 87 mm	HG7959	
Ø 92 mm	HG7960	