

Béchers avec bec



- béchers en porcelaine dure
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
275 ml	Ø 70 x 85 mm	JP2270	
400 ml	Ø 80 x 99 mm	JP2271	
620 ml	Ø 90 x 116 mm	JP2272	
860 ml	Ø 100 x 129 mm	JP2273	
950 ml	Ø 123 x 100 mm	JP2274	

Béchers forme haute avec bec



- béchers en porcelaine dure
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
170 ml	Ø 52 x 90 mm	JP2260	
225 ml	Ø 57 x 106 mm	JP2261	
450 ml	Ø 70 x 143 mm	JP2262	
1100 ml	Ø 101 x 157 mm	JP2263	

Broyeurs à billes en porcelaine



- broyeurs à billes en porcelaine dure avec couvercle et fermeture métallique
- les broyeurs et les billes résistent respectivement à des températures jusqu'à +1050°C et +1350°C
- excellente résistance aux acides
- capacité : 1 à 15 L
- diamètres des billes en porcelaine : Ø 9 à Ø 50 mm bol à billes

capacité	dimensions	référence	Prix HT
1 litre	Ø 135 x 182 mm	HG1290	
1,7 litre	Ø 150 x 222 mm	HG1295	
3 litres	Ø 200 x 240 mm	HG1291	
5 litres	Ø 225 x 280 mm	HG1292	
10 litres	Ø 288 x 333 mm	HG1293	
15 litres	Ø 335 x 360 mm	HG1294	

Broyeurs à billes en porcelaine



- avec couvercle
- serrure métallique
- joint hermétique
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
1300 ml	Ø 142 x 175 mm	JP2240	
4000 ml	Ø 250 x 210 mm	JP2241	
6000 ml	Ø 250 x 250 mm	JP2242	

Broyeur planétaire 500 ml en porcelaine



- avec couvercle
- dim. Ø140 x h85 mm
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

référence	Prix HT
JP2580	Broyeur planétaire

billes en porcelaine

dimensions	référence	Prix HT
Ø 9 mm	HG1309 le kg	
Ø 15 mm	HG1315 le kg	
Ø 20 mm	HG1320 le kg	
Ø 30 mm	HG1330 le kg	
Ø 40 mm	HG1340 le kg	
Ø 50 mm	HG1350 le kg	

Billes en porcelaine



- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

Ø	référence	Prix HT
Ø 30 mm	JP1020	
Ø 40 mm	JP1021	
Ø 50 mm	JP1022	