

- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

Capsules d'incinération



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme basse			
7 ml	Ø 38 x 10 mm	JP2040	
9 ml	Ø 44 x 11 mm	JP2041	
12 ml	Ø 47 x 13 mm	JP2042	
70 ml	Ø 81 x 20 mm	JP2043	
220 ml	Ø 122 x 28 mm	JP2044	
forme haute			
8 ml	Ø 30 x 15 mm	JP2030	
20 ml	Ø 40 x 20 mm	JP2031	
35 ml	Ø 50 x 25 mm	JP2032	
65 ml	Ø 60 x 30 mm	JP2033	
100 ml	Ø 70 x 35 mm	JP2034	

Capsules d'incinération avec bec



• modèles conformes à la norme DIN 12903*

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme basse			
10 ml	Ø 50 x 10 mm *	JP2080	
20 ml	Ø 60 x 14 mm *	JP2081	
30 ml	Ø 75 x 15 mm	JP2082	
50 ml	Ø 80 x 20 mm *	JP2083	
110 ml	Ø 100 x 25 mm *	JP2084	
250 ml	Ø 130 x 30 mm *	JP2085	
450 ml	Ø 160 x 40 mm	JP2086	
1100 ml	Ø 200 x 55 mm	JP2087	
1750 ml	Ø 250 x 55 mm	JP2088	
forme haute			
8 ml	Ø 30 x 15 mm	JP2050	
20 ml	Ø 40 x 20 mm	JP2051	
35 ml	Ø 50 x 25 mm	JP2052	
65 ml	Ø 60 x 30 mm	JP2053	
100 ml	Ø 70 x 35 mm	JP2054	

Capsules d'évaporation forme française



• modèles conformes à la norme DIN 12903*

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme basse			
40 ml	Ø 72 x 26 mm	JP2070	
60 ml	Ø 83 x 27 mm	JP2071	
110 ml	Ø 96 x 30 mm	JP2072	
160 ml	Ø 110 x 37 mm	JP2073	
215 ml	Ø 117 x 41 mm	JP2074	
240 ml	Ø 127 x 42 mm	JP2075	
325 ml	Ø 142 x 46 mm	JP2076	
420 ml	Ø 154 x 50 mm	JP2077	
560 ml	Ø 170 x 55 mm	JP2078	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme haute			
10 ml	Ø 40 x 16 mm *	JP2600	
20 ml	Ø 50 x 20 mm *	JP2601	
30 ml	Ø 63 x 25 mm *	JP2602	
60 ml	Ø 80 x 32 mm *	JP2603	
100 ml	Ø 81 x 38 mm	JP2604	
140 ml	Ø 94 x 42 mm	JP2605	
150 ml	Ø 100 x 40 mm *	JP2606	
230 ml	Ø 112 x 47 mm	JP2607	
285 ml	Ø 125 x 50 mm *	JP2608	
300 ml	Ø 132 x 55 mm	JP2609	
400 ml	Ø 138 x 61 mm	JP2610	
580 ml	Ø 160 x 64 mm *	JP2611	
700 ml	Ø 170 x 74 mm	JP2612	
1000 ml	Ø 200 x 80 mm *	JP2613	
1300 ml	Ø 202 x 86 mm	JP2614	
6000 ml	Ø 320 x 140 mm	JP2615	

Capsules d'incinération rectangulaire



capacité	dim. (l x L x h)	référence	Prix HT
6 ml	50 x 35 x 12 mm	JP2550	
13 ml	62 x 40 x 12 mm	JP2551	
28 ml	74 x 49 x 14 mm	JP2552	
40 ml	95 x 65 x 14 mm	JP2553	