

- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

Capsules d'incinération



• conformes à la norme DIN 12904

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
forme basse			
8 ml	Ø 37 x 10 mm	HG1102	
10 ml	Ø 42 x 11 mm	HG1103	
15 ml	Ø 48 x 12 mm	HG1104	
forme haute			
15 ml	Ø 40 x 21 mm	HG1107	
30 ml	Ø 50 x 25 mm	HG1108	
60 ml	Ø 60 x 31 mm	HG1109	

Capsules d'incinération avec bec verseur



• conformes à la norme DIN 12903

capacité	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
fond plat			
5 ml	Ø40x9 mm	HG1120	
10 ml	Ø 50x11 mm	HG1121	
20 ml	Ø63x13 mm	HG1122	
40 ml	Ø80x20 mm	HG1123	
80 ml	Ø100x22 mm	HG1124	
270 ml	Ø125x27 mm	HG1125	
450 ml	Ø160x35 mm	HG1126	
1100 ml	Ø190x55 mm	HG1127	
1750 ml	Ø240x65 mm	HG1128	
2500 ml	Ø300x60 mm	HG1129	

capacité	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
fond rond			
10 ml	Ø40x16 mm	HG1130	
20 ml	Ø50x20 mm	HG1131	
40 ml	Ø63x25 mm	HG1132	
50 ml	Ø70x26 mm	HG1140	
75 ml	Ø80x34 mm	HG1133	
180 ml	Ø100x40 mm	HG1134	
220 ml	Ø110x45 mm	HG1135	
310 ml	Ø115x47 mm	HG1141	
370 ml	Ø150x45 mm	HG1142	
640 ml	Ø160x64 mm	HG1136	
1000 ml	Ø200x80 mm	HG1137	
2200 ml	Ø260x86 mm	HG1138	
3400 ml	Ø315x110 mm	HG1139	

Capsules d'incinération forme française



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
fond plat			
30 ml	Ø 58 x 24 mm	HG1174	
60 ml	Ø 75 x 30 mm	HG1175	
100 ml	Ø 84 x 36 mm	HG1173	
150 ml	Ø 97 x 40 mm	HG1176	
250 ml	Ø 110 x 50 mm	HG1177	
290 ml	Ø 125 x 52 mm	HG1178	
400 ml	Ø 150 x 60 mm	HG1179	

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
fond rond			
70 ml	Ø 75 x 40 mm	HG1160	
190 ml	Ø 97 x 50 mm	HG1161	
270 ml	Ø 110 x 52 mm	HG1162	
350 ml	Ø 125 x 60 mm	HG1163	

Capsules d'incinération forme plateau en porcelaine



• conformes à la norme DIN 12904

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	48 x 26 x 10 mm	HG1111	
19 ml	55 x 42 x 16 mm	HG1112	
21 ml	70 x 46 x 13 mm	HG1113	
50 ml	96 x 55 x 16 mm	HG1114	