

Carafes doseuses



- graduations imprimées à l'intérieur
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 45 x 60 mm	JP2410	
100 ml	Ø 71 x 72 mm	JP2411	
250 ml	Ø 82 x 96 mm	JP2412	
500 ml	Ø 97 x 131 mm	JP2413	
1000 ml	Ø 127 x 160 mm	JP2414	


Cuillère en porcelaine



- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

longueur	référence	Prix HT
237 mm	JP2190	

Spatules / cuillère en porcelaine



- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

longueur	référence	Prix HT
121 mm	HG7400	
170 mm	HG7401	
210 mm	HG7402	
305 mm	HG7403	


Carafes doseuses



- graduations imprimées à l'intérieure
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	Ø 80 x 100 mm	HG5100	
500 ml	Ø 95 x 125 mm	HG5101	
1000 ml	Ø 110 x 165 mm	HG5102	
2000 ml	Ø 140 x 193 mm	HG5103	

Double spatules en porcelaine



- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

longueur	référence	Prix HT
104 mm	JP2170	
186 mm	JP2171	
250 mm	JP2172	
298 mm	JP2173	

Spatules / cuillère en porcelaine



- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

longueur	référence	Prix HT
103 mm	JP2180	
148 mm	JP2181	
164 mm	JP2182	
187 mm	JP2183	
200 mm	JP2184	
250 mm	JP2185	

Casseroles



- casseroles en porcelaine dure avec couvercle
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
manche en porcelaine			
22 ml	Ø 45 x 26 mm	JP2090	
84 ml	Ø 67 x 39 mm	JP2091	
176 ml	Ø 85 x 49 mm	JP2092	
270 ml	Ø 101 x 51 mm	JP2093	
450 ml	Ø 120 x 64 mm	JP2094	
960 ml	Ø 150 x 86 mm	JP2095	
manche en bois			
125 ml	Ø 75 x 40 mm	JP2100	
125 ml	Ø 87 x 30 mm	JP2101	
200 ml	Ø 85 x 45 mm	JP2102	
200 ml	Ø 100 x 34 mm	JP2103	

Casseroles manche en porcelaine



- casseroles en porcelaine émaillée dure
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides
- conforme norme DIN 12907

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
80 ml	Ø 63 x 36 mm	HG1700	
140 ml	Ø 80 x 46 mm	HG1701	
290 ml	Ø 102 x 58 mm	HG1702	
500 ml	Ø 127 x 70 mm	HG1703	
1300 ml	Ø 160 x 97 mm	HG1704	
2600 ml	Ø 215 x 110 mm	HG1705	