

## Mortiers et pilons en porcelaine

mortiers en porcelaine

capacité	dim. (Ø x h)	réf	Prix HT	réf	Prix HT
mortiers en porcelaine		non émaillée		émaillée	
25 ml	Ø 51 x 32 mm	HG1827		HG1840	
30 ml	Ø 56 x 36 mm	HG1830		HG1841	
70 ml	Ø 63 x 41 mm *	HG1828		HG1842	
75 ml	Ø 76 x 45 mm	HG1831		HG1843	
110 ml	Ø 83 x 50 mm	HG1829		HG1844	
160 ml	Ø 90 x 56 mm *	HG1832		HG1845	
220 ml	Ø 105 x 64 mm	HG1833		HG1846	
400 ml	Ø 125 x 71 mm *	HG1834		HG1847	
500 ml	Ø 139 x 82 mm	HG1835		HG1848	
650 ml	Ø 150 x 90 mm *	HG1836		HG1849	
1000 ml	Ø 180 x 104 mm *	HG1837		HG1850	
2250 ml	Ø 224 x 127 mm	HG1838		HG1851	
4300 ml	Ø 268 x 160 mm	HG1839		HG1852	

pilons en porcelaine

dim. (Ø x h)	réf	Prix HT	réf	Prix HT	
pilons en porcelaine		non émaillée		émaillée	
Ø 14 x 54 mm	JP2130		JP2140		
Ø 24 x 115 mm *	JP2131		JP2141		
Ø 30 x 135 mm *	JP2132		JP2142		
Ø 36 x 150 mm *	JP2133		JP2143		
Ø 42 x 175 mm *	JP2134		JP2144		
Ø 55 x 210 mm *	JP2135		JP2145		
Ø 74 x 250 mm *	JP2136		JP2146		
Ø 85 x 280 mm *	JP2137		JP2147		
Ø 101 x 370 mm	JP2138		JP2148		



- mortiers en porcelaine avec bec verseur
- intérieur émaillé : aspect lisse, température jusqu'à +1000°C
- intérieur non émaillé : aspect rugueux, température jusqu'à +1350°C
- résistent parfaitement aux acides
- conformes à la norme DIN 12906\*

## Mortiers en porcelaine



- mortiers en porcelaine avec bec verseur
- intérieur émaillé : aspect lisse, température jusqu'à +1000°C
- intérieur non émaillé : aspect rugueux, température jusqu'à +1350°C
- résistent parfaitement aux acides

capacité	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
porcelaine		non émaillée		émaillée	
150 ml	Ø 85 x 65 mm	JP8290		JP8295	
300 ml	Ø 103 x 75 mm	JP8291		JP8296	
420 ml	Ø 121 x 88 mm	JP8292		JP8297	
730 ml	Ø 152 x 95 mm	JP8293		JP8298	
1200 ml	Ø 178 x 110 mm	JP8294		JP8299	

## Pilons courts



- porcelaine non émaillée
- température jusqu'à +1000°C
- excellente résistance aux acides

## Mortiers et pilons en porcelaine

mortiers en porcelaine


capacité	dim. (Ø x h)	réf	Prix HT	réf	Prix HT
mortiers en porcelaine		non émaillée		émaillée	
20 ml	Ø 50 x 32 mm	HG5510		HG5530	
70 ml	Ø 65 x 40 mm *	HG5511		HG5531	
75 ml	Ø 70 x 45 mm	HG5512		HG5532	
100 ml	Ø 80 x 50 mm	HG5513		HG5533	
170 ml	Ø 90 x 55 mm *	HG5514		HG5534	
300 ml	Ø 115 x 63 mm	HG5515		HG5535	
400 ml	Ø 130 x 65 mm *	HG5516		HG5536	
700 ml	Ø 150 x 70 mm *	HG5517		HG5537	
1000 ml	Ø 180 x 80 mm *	HG5518		HG5538	
2600 ml	Ø 240 x 100 mm *	HG5519		HG5539	
6000 ml	Ø 330 x 140 mm *	HG5520		HG5540	

pilons en porcelaine

dim. (Ø x h)	réf	Prix HT	réf	Prix HT	
pilons en porcelaine		non émaillée		émaillée	
Ø 24 x 115 mm *	HG5610		HG5630		
Ø 28 x 125 mm	HG5611		HG5631		
Ø 30 x 135 mm *	HG5612		HG5632		
Ø 36 x 150 mm *	HG5613		HG5633		
Ø 42 x 175 mm *	HG5614		HG5634		
Ø 45 x 180 mm	HG5615		HG5635		
Ø 48 x 185 mm	HG5616		HG5636		
Ø 55 x 210 mm *	HG5617		HG5637		
Ø 60 x 215 mm	HG5618		HG5638		
Ø 74 x 262 mm *	HG5619		HG5639		
Ø 85 x 280 mm *	HG5620		HG5640		



- mortiers en porcelaine avec bec verseur
- intérieur émaillé : aspect lisse, température jusqu'à +1000°C
- intérieur non émaillé : aspect rugueux, température jusqu'à +1350°C
- résistent parfaitement aux acides
- conformes à la norme DIN 12906\*



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 18 x 68 mm	JP2160	
Ø 20 x 88 mm	JP2161	
Ø 25 x 96 mm	JP2162	
Ø 34 x 140 mm	JP2163	
Ø 37 x 158 mm	JP2164	

## Pilons en porcelaine manche en bois



- porcelaine émaillée aspect lisse, température jusqu'à +1000°C
- porcelaine non émaillée : aspect rugueux, température jusqu'à +1350°C
- résistent parfaitement aux acides

dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	
pilons porcelaine		non émaillée		émaillée	
Ø 27 x 155 mm	JP8300		JP8305		
Ø 30 x 180 mm	JP8301		JP8306		
Ø 33 x 185 mm	JP8302		JP8307		
Ø 37 x 210 mm	JP8303		JP8308		
Ø 45 x 245 mm	JP8304		JP8309		