

## Agitateur magnétique économique

capacité max.  
**1,5 litre**



- surface en PET, résistante aux projections accidentelles de produits chimiques
- silencieux et sans vibrations
- livré avec statif amovible, hauteur 180 mm
- longueur recommandée du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40°C à 80% HR

<b>capacité</b>	<b>1,5 litre</b>
<b>surface</b>	plastique (PET)
<b>dim. surface</b>	Ø120 mm
<b>vitesse</b>	réglable 300 à 2000 tr/min
<b>protection</b>	IP21
<b>dimensions</b>	150 x 145 x 50 mm / 300 g
<b>alimentation</b>	100 à 240 V, 50-60 Hz
<b>Agitateur</b>	<b>AG50</b>